

Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was zählt

Meistern Sie die neue Normalität mit einem Serviettenspendersystem, das Zeit spart und für bessere Hygiene sorgt.



Bedient fast

2x

so viele Kunden
zwischen den
Nachfüllungen¹⁾

Das kompakte Tork Xpressnap Fit[®] Serviettenspendersystem arbeitet mit Einzelblattentnahme, um die Ausgabe zu kontrollieren, was herkömmliche Spendersysteme nicht tun. Gäste entnehmen nur die Servietten, die sie auch benötigen, wodurch Abfall reduziert und Zeit für Nachfüllungen eingespart wird. Da Gäste nur die Serviette berühren, die sie verwenden, wird gleichzeitig die Hygiene gefördert.



**Reduzieren Sie den
Nachfüllaufwand**



Fördern Sie Hygiene



**Nutzen Sie den Platz
bestmöglich**



Reduzieren Sie Abfall

Die intelligentere Lösung zur Verbesserung von Effizienz und Hygiene

Tork Xpressnap Fit Tisch- und Thekenspender sorgen zusammen mit den Tork Xpressnap Nachfüllpackungen in Weiß oder Natur für mehr Effizienz durch geringeren Nachfüllaufwand und bessere Hygiene für Ihre Gäste.

Tork Xpressnap Fit Tischspender



272900

Tork Xpressnap Fit Thekenspender



272901

Verbreiten Sie Ihre Message mit den AD-a-Glance® individualisierbaren Displayfenstern: adaglance.torkglobal.com

Tork Xpressnap Fit Nachfüllpackungen für Spendersystem



15830



12830

- Die einfach zu reinigenden Spender schützen Servietten vor Schmutz und Flüssigkeiten
- Füllstandsanzeigen reduzieren Spenderkontrollen
- Tischspender macht Servietten besonders leicht zugänglich durch Ausgabe nach oben

- Große Servietten werden so gefaltet, dass sie in den Spender mit kleiner Standfläche passen
- Nachfüllpackungen in Spitzenqualität in zwei Farben (Weiß und Natur)
- Kleinere, komprimierte Servietten-Nachfüllpackungen benötigen bis zu 35 % weniger Lagerfläche²⁾

Verbesserung Ihrer Nachhaltigkeitsperformance



Wohlbefinden

Besserer Schutz Ihrer Servietten mit dem hygienischen Spendersystem Tork Xpressnap Fit®.³⁾ Berühren Sie nur die Serviette, die Sie auch verwenden. Die restlichen bleiben sauber und trocken.



Mehr durch weniger

Verringert den Anteil ungenutzter, weggeworfener Servietten um mehr als 50 %.⁴⁾ Reduziert Abfall und übermäßigen Verbrauch durch Einzelblattausgabe.



Kreislaufwirtschaft

Tork Xpressnap Fit Servietten sind zu 100 % recycelt, biologisch abbaubar und kompostierbar gemäß EN: 13432:2000



Einzigartige Eigenschaften:

- **Einfache Befüllung**
Die fixierbare Platte im Tischspender kann beim Öffnen in der untersten Position eingerastet werden – für eine einfache Befüllung mit frischen Servietten.
- **Einfache Nutzung**
Dank der speziellen Falzung ist die erste Serviette nach der Befüllung des Spenders einfach zu greifen.
- **Füllstandsanzeige**
Sie zeigt an, wann es Zeit zum Nachfüllen ist, so dass immer Servietten verfügbar sind. Damit gehören leere Serviettenspender während der Stoßzeiten der Vergangenheit an.

¹⁾ 2-lagige Serviette im Tischspender verglichen mit Fastfold (Tork Spender: 271800 und Tork Nachfüllpackung: 10933);

²⁾ 2-lagige Serviette im Thekenspender verglichen mit Counterfold (Tork Spender: 271600 und Tork Nachfüllpackung: 10935);

³⁾ Verglichen mit Fastfold (Tork Spender: 271800);

⁴⁾ Verglichen mit Counterfold (Tork Spender: 271600).