




Think ahead.

Tork Skincare

Tork Skincare rešitve pomagajo izpolniti visoka pričakovanja glede higiene



Imamo 50 let izkušenj

Kot vodilna svetovna znamka na področju higiene ima Tork rešitve in inovacije, ki jim podjetja zaupajo, da jim pomagajo zagotoviti nove higienske standarde.

Poleg inovativnega portfelja imamo širok in učinkovit izbor mil, razkužil in razpršilnikov.

Ne samo, da so Tork rešitve za nego kože učinkovite, nagrajeni modeli dozirnikov in podajalnikov se estetsko usklajujejo s sistemi za brisače za roke in toaletni papir, ki jih stranke že uporabljajo.

Še več, Tork Skincate dozirnikom je bil podeljen certifikat za enostavno uporabo,¹ saj pustijo pozitiven vtis na goste, spodbujajo skladnost s higienskimi standardi in zmanjšujejo možnost navzkrižne okužbe.

Stranke že uporabljajo Tork brisače za roke in toaletni papir, vse večje pa je povpraševanje po kakovostnih in učinkovitih rešitvah za nego kože, ki ustrezajo novim pričakovanjem na področju higiene in stalnim poslovnim izzivom.

S ponudbo Tork izdelkov za nego kože se lahko osebje posveti zagotavljanju storitev za stranke in ne reševanju težav v toaletnih prostorih.



¹ Certificirano s strani združenja Swedish Rheumatism Association, testirano v skladu z načrtom za oblikovanje testov, objavljenim v reviji Swedish Design Research Journal, 2011-05-20

Visokokakovostne higienske rešitve

Celovita izbira izdelkov:

Celoten nabor učinkovitih razkužil in mil s skrbno izbranimi sestavinami.

Prilagodljivi ročni ali senzorski dozirniki pomagajo zagotoviti višji higienski standard.

Tork higienska stojala opozarjajo na dostopnost higiene rok za vse zaposlene in stranke na območjih, kjer ni na voljo vode.

Zagotavljanje najboljše higiene rok

Izpolnjevanje visokih standardov učinkovitosti: z različnimi protimikrobnimi mili in sredstvi za razkuževanje rok v obliki tekočine, gela in pene – vsi so testirani po standardu EN1499 ali EN1500.

Higiena za vse: mehki gumbi Tork Skincare dozirnikov imajo certifikat za enostavno uporabo Švedskega združenja bolnikov z revmatizmom,³ saj jih preprosto uporabljajo tudi otroci in starejši.

Higienski sistem: tovarniško zatesnjene plastenke z novo črpalko ob vsakem ponovnem polnjenju pomagajo zmanjšati tveganje za okužbo v primerjavi s sistemom z večjimi količinami, kjer je lahko okuženih 25 % odprtih podajalnikov mila.⁴



44 %

ljudi se iz higienskih razlogov izogiba toaletnim prostorom²



² Na podlagi rezultatov raziskave Hygiene Matters 2018 med 15.530 anketiranci s 15 trgov

³ Certificirano s strani združenja Swedish Rheumatism Association, testirano v skladu z načrtom za oblikovanje testov, objavljenim v reviji Swedish Design Research Journal, 2011-05-20

⁴ Bulk Soap Contamination Study, Dr. Charles P. Gerba, University of Arizona, 2007

Bolj učinkovito umivanje rok

Zaposleni morajo pogosto in učinkovito izvajati higieno rok, da preprečijo širjenje mikrobov, zmanjšajo navzkrižne okužbe in tako podaljšajo svojo prisotnost na delu.

Za to, da so toaletni prostori pripravljeni za učinkovito umivanje rok, morajo čistilci hitro in pravilno napolniti dozirnike, da se lahko potem posvetijo drugim nujnim opravilom.



Preprosta uporaba: Tork dozirniki so enostavni za uporabo⁶, napolnite jih v manj kot 10 sekundah⁷ – čistilnemu osebju prihranijo čas in energijo. Tork ponuja tudi nabor higienskih izdelkov za toaletne prostore, vključno s toaletnim papirjem, brisačami za roke, izdelki za nego las in nego kože. Za vse dozirnike lahko uporabite en skupni Tork ključ, kar povečuje učinkovitost ponovnega polnjenja.

Manjša poraba: izmerjeno, dosledno podajanje zmanjša porabo do 50 %, ⁸ kar pomeni manj pogosto polnjenje dozirnikov in večjo razpoložljivost mila. ⁹

Visoka zmogljivost: polnila za Tork penilno milo lahko oskrbijo do 1650 obiskovalcev, zato je potrebno manj pogosto polnjenje dozirnikov. ⁹

⁵ Na podlagi dokumentiranih rezultatov, ki so jih zabeležile tri stranke s Tork EasyCube sistemom, merjeno pred in po uvedbi Tork EasyCube® sistema.

⁶ Certificirano s strani združenja Swedish Rheumatism Association, testirano v skladu z načrtom za oblikovanje testov, objavljenim v reviji Swedish Design Research Journal, 2011-05-20.

⁷ Na osnovi notranjega panelnega testa ponovnega polnjenja mila z merjenjem časa.

⁸ Študije porabe družbe Essity na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok s primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi paketi mil) in Tork sistemov penilnih mil in mil v spreju.

⁹ Test porabe TMTC, ki ga je družba Essity v okviru študij porabe izvedla na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok in ki je vključeval primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi paketi mil) in Tork sistemov penilnih mil in mil v spreju.

Tork Skincare dozirniki so funkcionalni in intuitivni ter omogočajo preprosto vzdrževanje

Robustni, zanesljivi podajalniki: Tork Skincare ročni dozirniki zmorejo do 1 MM potiskov.¹⁰

Nega kože kjerkoli: Tork Skincare dozirniki so na voljo z različnimi mehanizmi podajanja, ki najbolje ustrezajo potrebam objekta, tako da se lahko higiena rok zagotavlja kjerkoli.

Higiena za vse: mehki gumbi Tork Skincare dozirnikov imajo certifikat za enostavno uporabo¹¹ Švedskega združenja bolnikov z revmatizmom, kar olajša podajanje in spodbuja skladnost z zahtevami glede higiene rok.



Preprosto vzdrževanje:

- Tork dozirnike napolnite v manj kot 10 sekundah, kar čistilnemu osebju prihrani čas in energijo.¹²
- Tork ponuja tudi nabor higienskih izdelkov za toaletne prostore, vključno s toaletnim papirjem, brisačami za roke, izdelki za nego las in nego kože. Vsi dozirniki imajo en skupni Tork ključ, ki zagotavlja dodatno učinkovitost ponovnega polnjenja.

Certifikat za enostavno uporabo:¹¹ za lažje podajanje

Visoka kapaciteta: zadostuje za 1650 obiskovalcev¹³

Brez dotika: zagotavlja merjeno, dosledno podajanje



Tovarniško zatesnjena plastenka: v primerjavi s sistemom z večjimi količinami pomaga zmanjšati tveganje za okužbo

Stisljiva plastenka: za 70 % manjše količine odpadkov¹⁰

¹⁰ Na osnovi testa družbe Essity

¹¹ Certificirano s strani združenja Swedish Rheumatism Association, testirano v skladu z načrtom za oblikovanje testov, objavljenim v reviji Swedish Design Research Journal iz leta 2011.

¹² Na osnovi notranjega panelnega testa ponovnega polnjenja mila z merjenjem časa.

¹³ Test porabe TMTC, ki ga je družba Essity v okviru študij porabe izvedla na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok in ki je vključeval primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi paketi mil) in Tork sistemov penilnih mil in mil v spreju.

Tork Skincare: 50 let vrhunskih izkušenj umivanja rok

Estetika toaletnega prostora je pomemben dejavnik pri odločevalcih.

Z ustvarjanjem prijetnega okolja lahko ustvarite trajen, pozitiven vtis na goste in zaposlene.



Nagrade:

Naši dozirniki so dvakrat prejeli nagrado za oblikovanje Red Dot za eleganten videz in izdelavo.

Pri oblikovanju Tork dozirnikov smo imeli v mislih celoten toaletni prostor in vrhunsko izkušnjo gosta. Vse vrste dozirnikov odlikujejo usklajene oblike (Elevation in Image Design).



Milo in formule losjona za nego kože za dopolnitev izkušnje:

Vrhunske Tork formule obiskovalcem ponujajo dodaten pridih razkošja.

Tork Skincare izdelki zagotavljajo učinkovitost in trajnostnost

Podjetja cenijo trajnostne izdelke in rešitve, ki jim pomagajo dosegati trajnostne poslovne cilje. Zaposleni imajo poleg tega ob uvajanju trajnostnih izdelkov bolj pozitiven pogled na svoje delovno mesto.

S Tork Skincare formulami strankam pri doseganju trajnostnih ciljev ni treba sklepati kompromisov.



Skoraj vsa Tork Skincare polnila imajo certifikat EU za okolje tretjih oseb, kar pomaga zmanjšati vpliv na okolje.



¹⁴ Na osnovi testa družbe Essity

¹⁵ Dokazano z laboratorijskim testom tretjih oseb v skladu z OECD301B

¹⁶ Test, ki ga je družba Essity v okviru študij porabe izvedla na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok in ki je vključeval primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi paketi mil) in sistemov Tork penilnih mil in mil v spreju

¹⁷ Na osnovi notranjega panelnega testa v primerjavi s Tork Mild penilnim milom

Specializirano usposabljanje o higieni rok:

Ella's Handwashing

Adventure uči otroke higiene rok in gradi pomembne navade že v mladosti.



Nagrajeno usposabljanje

Tork VR Clean Hands, ki je zdaj na voljo tudi za namizne računalnike, spodbuja skladnost s higienskimi standardi v urgentnih blokih v bolnišnicah in ustanovah za dolgotrajno oskrbo. Ta nova metoda usposabljanja je rezultat sodelovanja med blagovno znamko Tork, univerzitetnimi bolnišnicami in vodilnimi svetovnimi strokovnjaki za higieno rok.



Tork Skincare izdelki za vse vrste uporabe



Izpolnjevanje trajnostnih ciljev



Tork Clarity penilno milo
SKU: 520201



Učinkovito proti virusom in bakterijam. Nežno do vsega ostalega.



Tork protimikrobno tekoče milo in pena brez alkohola za razkuževanje rok
SKU: 420709-424709-420710-424710-520202-520402



Ko je higiena rok ključnega pomena



Tork alkoholno tekoče razkužilo za roke
SKU: 420114
prilagodite lokalni številki SKU



Za najbolj zahtevna okolja



Tork tekoče milo za olja in maščobe
SKU: 420401



Za profesionalne kuhinje



Tork tekoče milo za umivanje rok za odpravljanje neprijetnih vonjav
SKU: 424011



Prinaša vrhunsko izkušnjo umivanja rok



Tork Luxury Soft tekoče milo
SKU: 420901



Za čiščenje in mehčanje las in kože



Tork krema za prhanje
SKU: 420601



Idealno za osebe z občutljivo kožo.



Tork Extra Mild tekoče milo
SKU: 420701



Neizprosno do mikrobov, nežno do kože



Tork alkoholno razkužilo za roke v gelu
SKU: 424103
prilagodite lokalni številki SKU

Celotna Tork Skincare ponudba za učinkovito umivanje rok

S svojo celotno paleto formul in dozirnikov za vse potrebe toaletnega prostora vam lahko pomagamo izbrati prave higienske rešitve za vaš toaletni prostor.

Nekatere številke SKU je treba prilagoditi lokalno.

Tork Skincare penilno milo in tekoče milo

 S4, S3



- Dozirni sistem, enostaven za uporabo za otroke in starejše
- Zatesnjen sistem s plastenko, ki se lahko stisne, izboljša higieno in zmanjša količino odpadkov

Dozirniki

Št. izd.	Ime	Linija izdelkov	Oznaka polnila	Barva	Material	Velikost V x Š x D (mm)	CON/ TRP		
561600	Tork Skincare dozirnik s senzorjem Intuition™	Elevation	S4	bela	ABS	278x112x128	6	●	●
561608	Tork Skincare dozirnik s senzorjem Intuition™	Elevation	S4	črna	ABS	278x112x128	6	●	●
561500	Tork Skincare dozirnik	Elevation	S4	bela	ABS	292x113x114	12		●
561508	Tork Skincare dozirnik	Elevation	S4	črna	ABS	292x113x114	12		●
460009	Tork Skincare dozirnik s senzorjem Intuition™	Image Design	S4	kovinska/črna	nerjavno jeklo/ABS	278x116x130	1	●	●
460010	Tork Skincare dozirnik	Image Design	S4	kovinska/črna	nerjavno jeklo/ABS	289x106x107	1		●



Kozmetična polnila

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Korist	Količina na enoto (ml)	Št. odmerkov	CON/ TRP			
520901	Tork Luxury Soft penilno milo	S4	Premium	prefinjen cvetlični vonj	brez barvil	umivanje rok z bogato, kremasto peno	1000	2500	6		●	
Novo 520201	Tork Clarity penilno milo za umivanje rok	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	99 % sestavin naravnega izvora	1000	2500	6	●	●	
520701	Tork Extra Mild penilno milo	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	pogosto umivanje rok	1000	2500	6	●	●	●
520501	Tork Mild penilno milo	S4	Premium	svež vonj	brez barvil	redno umivanje rok	1000	2500	6	●	●	
500902	Tork Luxury Soft penilno milo	S3	Premium	nežen vonj	brez barvil	nežno umivanje rok	800	2000	4		●	
470022	Tork penilno milo	S34	Premium	luksuzen vonj	rožnata	luksuzno umivanje rok	800	2000	6		●	
470026	Tork penilno milo	S34	Premium	brez dišav	brez barvil	klasično umivanje rok	800	2000	6	●	●	

Tork penilno milo S34 se lahko uporablja v dozirnikih za penilno milo znamke Lotus Professional, ki so že nameščeni.

Tork Luxury Soft penilno milo S3 se lahko uporablja v dozirnikih za penilno milo znamke Tork Aluminium Line 453000, ki so že nameščeni.

Protimikrobna (biocid) polnila¹

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Učinkovitost	Norme učinkovitosti	Količina na enoto (ml)	Velikost odmerka (ml)	CON/ TRP	
520800	Tork protimikrobno penilno milo izboljšana formula	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije, kvasovke in glive, virusi z ovojnico	EN 1499, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico)	1000	0,6	6	●

¹ Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vseh preberite oznako in podatke o izdelku.



424011

424709

Kozmetična polnila

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Korist	Količina na enoto (ml)	Št. odmerkov	CON/TRP		Ostale eko oznake		
Novo 424011	Tork tekoče milo za umivanje rok za odpravljanje neprijetnih vonjav	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	odpravljanje neprijetnih vonjav, priprava hrane, umivanje rok	1000	1000	6				
Novo 424709-424710	Tork protimikrobno tekoče milo	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	Učinkovito proti virusom in bakterijam. Nežno do vsega ostalega.	1000	1000	6				

Tork Skincare Mini tekoče milo

S2



561000

561008

- Kompaktna velikost dozirnika, ki ustreza tudi najmanjšim toaletnim prostorom
- Dozirni sistem, enostaven za uporabo za otroke in starejše
- Zaprt sistem s plastenkami, ki se lahko stisnejo, zagotavlja dobro higieno rok

Dozirniki

Št. izd.	Ime	Linija izdelkov	Oznaka polnila	Barva	Material	Velikost V x Š x D (mm)	CON/TRP	
561000	Tork Mini Liquid Skincare dozirnik	Elevation	S2	bela	ABS	206x112x114	12	
561008	Tork Mini Liquid Skincare dozirnik	Elevation	S2	črna	ABS	206x112x114	12	



420502

420602

420202

420702

Kozmetična polnila

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Korist	Količina na enoto (ml)	Št. odmerkov	CON/TRP		Ostale eko oznake		
420502	Tork Mild Mini tekoče milo	S2	Premium	svež vonj	biserno bela	redno umivanje rok	475	475	8				
420602	Tork Mini krema za prhanje	S2	Premium	svež uniseks vonj	modra	lasje in telo	475	475	8				
420202	Tork losjon za roke in telo brez dišave	S2	Premium	brez dišav	bela	vlažilni losjon	475	475	8		Swan		
420702	Tork Extra Mild Mini tekoče milo	S2	Premium	svež uniseks vonj	prozorna	pogosto umivanje rok	475	475	8				

Tork čistilo za WC-desko

S2



420302

- Za dodatno higieno in udobje v WC-ju
- Čiščenje za izjemno higiensko WC-desko
- Zatesnjena plastenka s črpalko za enkratno uporabo zmanjšuje tveganje navzkrižne okužbe

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Barva	Vrsta	Korist	Količina na enoto (ml)	Št. odmerkov	CON/TRP	
420302	Tork čistilo za WC-desko	S2	Premium	prozorna	čistilno sredstvo	izjemno higienska WC-deska	475	475	8	

Tork Skincare tekoče milo

S1/S11



- Zagotavlja velik odmerek čistilnih sestavin
- Zatesnjen sistem s plastenko, ki se lahko stisne, izboljša higieno in zmanjša količino odpadkov
- Dozirni sistem, enostaven za uporabo za otroke in starejše

Dozirniki										
Št. izd.	Ime	Linija izdelkov	Oznaka polnila	Barva	Material	Velikost V x Š x D (mm)	CON/TRP			
560000	Tork dozirnik za tekoče milo in milo v spreju	Elevation	S1/S11	bela	ABS	296x112x114	12			
560008	Tork dozirnik za tekoče milo in milo v spreju	Elevation	S1/S11	črna	ABS	296x112x114	12			
560101	Tork dozirnik za tekoče milo – komolčna ročka	Elevation	S1	bela	ABS	296x112x114	8			
560109	Tork dozirnik za tekoče milo – komolčna ročka	Elevation	S1	črna	ABS	296x112x114	8			
252040	Tork dozirnik za tekoče milo		S1	bela	kovinska	291x113x98	10			
960000	Tork začetni paket za tekoče milo (št. izd. 560000, št. izd. 420501)	Elevation	S1	bela	ABS	296x112x114	1			



Kozmetična polnila

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Korist	Količina na enoto (ml)	Št. odmerkov	CON/TRP		Ostale eko oznake		
Novo 420709-420710	Tork protimikrobno tekoče milo	S1	Premium	brez dišav	brez barvil	Učinkovito proti virusom in bakterijam. Nežno do vsega ostalega.	1000	1000	6				
420901	Tork Luxury Soft tekoče milo	S1	Premium	luksuzna dišava jasmína	lila	umivanje rok z bogato, kremasto peno	1000	1000	6		Swan		
420701	Tork Extra Mild tekoče milo	S1	Premium	brez dišav	brez barvil	pogosto umivanje rok	1000	1000	6				
420501	Tork Mild tekoče milo	S1	Premium	svež vonj	biserno bela	redno umivanje rok	1000	1000	6				
420601	Tork krema za prhanje	S1	Premium	svež uniseks vonj	modra	lasje in telo	1000	1000	6				
420810	Tork tekoče milo za umivanje rok	S1	Premium	brez dišav	brez barvil	umivanje rok pred pripravo hrane	1000	1000	6				
420401	Tork tekoče milo za olja in masčobe	S1	Premium	brez dišav	brez barvil	umivanje rok, umazanih od olja in masčobe	1000	1000	6		Swan		



- Funkcionalna, velika zmogljivost in najbolj racionalni stroški v razredu
- Porabo mila zmanjša do 50 %¹

Skincare polnila mila v spreju

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Korist	Količina na enoto (ml)	Št. odmerkov	CON/ TRP	Ecolabel	Easy Fill
620701	Tork milo v spreju brez dišave	S11	Universal	brez dišav	brez barvil	pogosto umivanje rok	1000	3300	6	●	●
620501	Tork milo v spreju	S11	Universal	svež vonj	brez barvil	redno umivanje rok	1000	3300	6	●	●
470016	Tork milo v spreju	S35	Universal	brez dišav	brez barvil	klasično umivanje rok	800	2667	6	●	
470038	Tork milo v spreju	S35	Universal	odišavljeno	bela	običajno umivanje rok	800	2667	6		

Tork milo v spreju S35 se lahko uporablja v dozirnkih mila v spreju znamke Lotus Professional, ki so že nameščeni.

Tork Skincare Bulk tekoče milo



409840

Navodila za higiensko ponovno polnjenje:

- Dozirniki za ponovno polnjenje so dovzetni za okužbo z mikrobi. Najboljšo higieno zagotavljajo zapečateni sistemi
- Dozirnike za ponovno polnjenje in črpalke morate pred ponovnim polnjenjem razkužiti
- Dodajanje mila v delno prazne dozirnike lahko povzroči okužbo z bakterijami

Kozmetična polnila 5 l

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Korist	Količina na enoto (ml)	Št. odmerkov	CON/ TRP	Ecolabel	Easy Fill
409840	Tork tekoče milo	Večji paket mila 5 l	Universal	odišavljeno	bela	osnovno umivanje rok	5000		1		●

¹ Študije porabe podjetja Essity na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok s primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi paketi mil) in Tork sistemov penilnih mil in mil v razpršilu.

Tork alkoholno razkužilo za roke

S1/S2/S4, samostoječe plastenke



420105 420142 424105 511103 590103 914103

Polnila – gel¹

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Učinkovitost	Norme učinkovitosti	Količina na enoto (ml)	Velikost odmerka (ml)	CON/ TRP		
420105	Tork alkoholno razkužilo za roke v gelu	S1	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico ter rotavirusi in norovirusi)	1 000	1	6	●	●
420142	Tork alkoholno razkužilo za roke v gelu	S2	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico ter rotavirusi in norovirusi)	475	1	6		●
Novo 424105 ³	Tork alkoholno razkužilo za roke v gelu	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico ter rotavirusi in norovirusi)	1000	1	6	●	●
511103	Tork alkoholno razkužilo za roke v gelu	samostoječa plastenka s črpalko	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico ter rotavirusi in norovirusi)	500	2	12		●
590103	Tork alkoholno razkužilo za roke v gelu	žepna plastenka	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico ter rotavirusi in norovirusi)	80		24		●
910103 ²	Tork Salubrin razkužilo za roke	S1	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive virus	EN 1500, EN 1276, EN 1650, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico)	1000	1	6	●	
Novo 914103 ²	Tork Salubrin razkužilo za roke	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive virus	EN 1500, EN 1276, EN 1650, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico)	1000	1	6	●	
911103 ²	Tork Salubrin razkužilo za roke	samostoječa plastenka s črpalko	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive virus	EN 1500, EN 1276, EN 1650, EN 14476 (vsi virusi z ovojnico)	500	2	8		

¹ Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vseh preberite oznako in podatke o izdelku.² Na voljo samo v Združenem kraljestvu.³ Na voljo od aprila 2021.

Tork alkoholno razkužilo za roke

S1/S4, samostoječe plastenke, dodatki



420114



424114



511110



590110

Polnila – tekočina¹

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Učinkovitost	Norme učinkovitosti	Količina na enoto (ml)	Velikost odmerka (ml)	CON/TRP		
420114	Tork alkoholno tekoče razkužilo za roke	S1	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	1000	1	6	●	●
Novo 424114 ²	Tork alkoholno tekoče razkužilo za roke	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	1000	1	6	●	●
511110	Tork alkoholno tekoče razkužilo za roke	samostoječa plastenka s črpalko	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	500	2	12		●
590110	Tork alkoholno tekoče razkužilo za roke	žepna plastenka	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in glive mikobakterije virus	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	80		24		●

Tork razkužila za roke brez alkohola



520202

Polnila – pena¹

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Kakovost	Vonj	Barva	Učinkovitost	Norme učinkovitosti	Količina na enoto (ml)	Velikost odmerka (ml)	CON/TRP
520202-520402	Tork pena za razkuževanje rok brez alkohola	S4	Premium	brez dišav	brez barvil	bakterije kvasovke in plesni virus	EN1500, EN1276, EN13727 EN EN1650, EN13624 EN 14476	1000	0.6	6



511050



511051



511052



511058



511055



511054



511060



511080

Pripomočki

Št. izd.	Ime	Oznaka polnila	Barva	Material	Velikost V x Š x D (mm)	CON/TRP
511050	Tork nosilec za posteljni okvir za alkoholno razkužilo za roke 500 ml		kovinska	kovinska	110x79x114	20
511051	Tork obesek za 80 ml tekočine razkužila za roke		bela	plastika	75x35x5	50
511052	Zaščitni pripomoček za Tork Skincare dozimik	S1/S2/S4/S11	bela	kovinska	70x120x130	6
511058	Zaščitni pripomoček za Tork Skincare dozimik	S1/S2/S4/S11	črna	kovinska	70x120x130	6
511055	Tork higiensko talno stojalo	S1/S2/S4/F1	antracitna	kovinska	1 676x470x365	1
511054	AD-A-Glance® za Tork higiensko stojalo		črna	aluminij	400x125x125	1
511060	Tork stojalo za razkužilo	S1/S2/S4	črna	kovinska	1 321x500x500	1
511080	Tork nosilec za dozimik s kromolčno ročko	S1	bela	plastika	200x120	8

¹ Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vselej preberite oznako in podatke o izdelku.² Na voljo od 1. aprila