




Think ahead.

Tork i higiena rąk

## Wzbudź zaufanie dzięki rozwiązaniom Tork do higieny rąk



# Czy jesteś gotów, aby sprostać dzisiejszym zwiększonym oczekiwaniom w zakresie higieny?

Obecnie wzrasta świadomość higieny rąk, a ludzie oczekują skutecznych i bezpiecznych produktów w odwiedzanych miejscach. Jednocześnie zarządcy obiektów i specjaliści od sprzątania potrzebują rozwiązań, które pomogą poprawić ich wydajność operacyjną.

Jako zaufany partner i **wiodąca na świecie profesjonalna marka w sektorze higieny** Tork poprawia wyniki biznesowe dzięki zrównoważonemu zarządzaniu higieną.



## Oferta produktów Tork do higieny rąk obejmuje:

- Jeden system dozowania (S4), kompatybilny z mydłami w pianie i płynie, środkami dezynfekującymi do rąk i kremowymi żelami pod prysznic
- Dozowniki uzupełniane każdorazowo za pomocą fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową pompką, co pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni mydło aż do zaaplikowania go na rękę
- Wysoce skuteczne mydła, ze starannie dobranymi składnikami
- Wiodące rozwiązania w zakresie higieny, które pomagają zmniejszyć negatywny wpływ na naszą planetę i wspierają cele zrównoważonego rozwoju
- Kompletną ofertę do łazienek, z nagradzanymi projektami dozowników, papierowymi ręcznikami do rąk, papierem toaletowym, mydłami, środkami dezynfekującymi, balsamami, odświeżaczami powietrza i koszami do łazienek

Wdrażając rozwiązania Tork w zakresie higieny rąk w obiekcie, możesz mieć pewność, że kompleksowy system **przyniesie korzyści w zakresie wydajności**, będzie wspierać higienę, bezpieczeństwo i wyniki Twojej firmy.



# Higiena dla wszystkich:

Wyróżniony certyfikatem Easy-to-use<sup>1</sup> system Tork pomaga zapewnić wyższy standard higieny w obiektach. Gdy produkty są łatwe w użyciu, więcej osób zachowuje odpowiednią higienę, co przynosi korzyści Twoim pracownikom, klientom, całej firmie i Twojej reputacji.

## Produkty do higieny rąk Tork:

### Promują higienę:

- Mydła antybakteryjne i środki dezynfekujące do rąk w płynie, żelu i pianie pomagają wyeliminować szeroką gamę zarazków.
- Delikatne formuły mydła zachęcają do prawidłowej higieny rąk.
- Tork dozowniki z sensorem pozwalają na bezdotykowe pobieranie produktu.

### Są wydajne:

- Napełnianie dozowników jest intuicyjne i zajmuje mniej niż 10 sekund, dzięki czemu personel sprząający minimalizuje czas poświęcany na ich obsługę.<sup>2</sup>
- Dozowniki do mydła i preparatów do dezynfekcji Tork są niezawodne i bezproblemowe, a ich wytrzymałość wynosi do miliona naciśnień.<sup>3</sup>

### Są łatwe w użytkowaniu:

- Dzięki certyfikacji Easy-to-use<sup>1</sup>, Tork dozowniki do mydła i preparatów do dezynfekcji zachęcają wszystkich do higieny rąk – nawet dzieci i osoby starsze.



**Aplikacja Szkoła mycia rąk Elli** uczy dzieci higieny rąk, wprowadzając dobre nawyki od najmłodszych lat.



**Starannie dobrane składniki sprawiają, że skóra jest zdrowa i gładka**

<sup>1</sup> Łatwość użytkowania potwierdzona certyfikatem wydanym przez Szwedzkie Towarzystwo Reumatyczne, w badaniu zgodnym z testem „Zaprojektowane z myślą o wszystkich”, którego wyniki opublikowano w Swedish Design Research Journal w 2011 r.

<sup>2</sup> W oparciu o badanie przeprowadzone przez wewnętrzny zespół, w którym mierzono czas uzupełniania wkładów


<sup>3</sup> W oparciu o badanie Essity

# Zaspokajanie wysokich standardów higienicznych firm i obiektów

Tork odpowiada na rosnące oczekiwania w zakresie higieny i bieżące wyzwania biznesowe, zapewniając bezpieczne i zrównoważone rozwiązania przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności.



## Elastyczny system dozowania odpowiedni dla każdego miejsca i różnych potrzeb:

- Jeden system dozowników, manualnych lub z sensorem, zapewnia najwyższy poziom komfortu i higieny użytkownika.
- Uzupelnienie wkładów w dozownikach Tork zajmuje mniej niż 10 sekund<sup>4</sup>, co przekłada się na oszczędność czasu i energii personelu sprzątającego.
-  Dozowniki są kompatybilne z usługą Tork Vision Sprzątanie, rozwiązaniem wykorzystującym dane i łączność Wi-Fi.

## Dozowniki Tork zwiększają atrakcyjność Twojego obiektu:

- Nagradzane projekty dozowników pasują do każdego otoczenia.
- W ofercie znajdują się dozowniki manualne lub z sensorem z linii Elevation lub Image Design.

## Ciągłe doskonalenie i innowacje:

- Wybierając produkty do higieny rąk Tork możesz mieć pewność, że stawiasz na rozwiązania najwyższej jakości.



Nagradzane **Szkolenie Tork „Czyste ręce”** jest dostępne w wirtualnej rzeczywistości oraz w wersji na komputer promując zachowanie zasad higieny rąk w krótko- i długoterminowych placówkach ochrony zdrowia. Ta nowa metoda szkolenia jest efektem współpracy Tork, szpitali uniwersyteckich i światowej sławy ekspertów.



<sup>4</sup> W oparciu o badanie przeprowadzone przez wewnętrzny zespół, w którym mierzono czas uzupełniania wkładów

# Rozwiązania, które pomagają wspierać Twoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój w coraz większym stopniu wpływa na wybory konsumentów. Obecnie podczas zakupu artykułów higienicznych 46% osób bierze pod uwagę wpływ produktu na środowisko<sup>5</sup>.

## Zrównoważone korzyści płynące ze stosowania produktów do higieny rąk Tork:

### Ograniczenie zużycia i ilości odpadów:

- Dozowniki do mydła i preparatów do dezynfekcji Tork (S4) z mydłem w pianie pomagają zmniejszyć zużycie nawet o 50%<sup>6</sup>.
- Dozowniki są niezawodne i sprawdzone w działaniu do miliona naciśnięć<sup>7</sup>, co oznacza, że wymagają rzadszej wymiany, a dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów.
- Butelki z mydłem same się zassysają, co zmniejsza objętość odpadów o 70%<sup>8</sup>.

### Wkład w poprawę kondycji planety:

- 99% składników Tork czystego mydła w pianie to składniki pochodzenia naturalnego, które łatwo ulegają biodegradacji<sup>10</sup>.

**Tork czyste mydło w pianie** zapewnia o 35% niższy ślad węglowy w porównaniu z Tork delikatnym mydłem w pianie<sup>9</sup>.



### Wsparcie w uzyskaniu akredytacji zrównoważonego rozwoju:

- Większość mydeł i środków do higieny rąk Tork posiada certyfikat zrównoważonego rozwoju EU Ecolabel lub Nordic Swan, co pomaga klientom w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

<sup>5</sup> Essity Hygiene Matters, 2020

<sup>6</sup> Badanie Essity: porównano Tork mydło w pianie (dawka 0,5 ml) z Tork mydłem w płynie (dawka 1,0 ml) we wkładzie o pojemności 1000 ml w dozowniku Elevation

<sup>7</sup> W oparciu o badanie Essity

<sup>8</sup> W oparciu o badanie przeprowadzone przez wewnętrzny zespół, w którym porównano Tork mydło w pianie delikatne

<sup>9</sup> Na podstawie oceny cyklu życia zweryfikowanego przez stronę trzecią w 2021 r., w której zmniejszenie zużycia wody skutkujące ograniczeniem podgrzewania stanowiło znaczący czynnik.

<sup>10</sup> Potwierdzone przez niezależne badanie laboratoryjne zgodnie z OECD301B



# Produkty Tork do higieny rąk opracowano z myślą o prawie każdej sytuacji



**Do prawidłowej higieny rąk w każdym miejscu**



Tork preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk  
NR PRODUKTU: 424108



**Dla osób skupiających się na zrównoważonym rozwoju**



Tork czyste mydło w pianie  
NR PRODUKTU: 520201



**Do skóry wrażliwej i delikatnej**



Tork ekstradelikatne mydło w pianie  
NR PRODUKTU: 520701



**Do profesjonalnych kuchni**



Tork mydło w płynie do rąk neutralizujące zapachy  
NR PRODUKTU: 424011



**Dla wspaniałych wrażeń pod prysznicem**



Tork kremowy żel pod prysznic  
NR PRODUKTU: 424601

# Produkty Tork do higieny rąk opracowano z myślą o prawie każdej sytuacji



**Do higieny rąk w miejscach o podwyższonym rygorze sanitarnym**




Tork alkoholowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk  
NR PRODUKTU: 424118



**Dla osób z bardzo suchą lub podrażnioną skórą**



Tork nawilżający krem do rąk  
NR PRODUKTU: 590210



**Do intensywnego mycia rąk**



Tork przemysłowe mydło w płynie  
NR PRODUKTU: 424401



**By zadbać o doskonałe wrażenia podczas mycia rąk**



Tork luksusowe mydło w pianie i płynie  
NR PRODUKTU: 520901 i 424901



**Dla osób o podwyższonych wymaganiach w zakresie higieny rąk**



Tork antybakteryjne mydło w płynie do rąk  
NR PRODUKTU: 424709

## Tork dozowniki do mydła i środka dezynfekującego



561600 561608 561500 561508 460009 460010

- Jeden uniwersalny system dozowania mydeł i środków dezynfekujących w pianie, płynie i żelu
- Dla wszystkich: sprawdzona konstrukcja potwierdzona certyfikatem Easy-to-use<sup>1</sup> – zapewnia wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, w tym najmłodszym i osobom starszym
- Pomaga zapewnić prawidłową higienę rąk: uzupełnianie dozownika każdorazowo za pomocą fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni formuły przez cały czas, aż do ich zaaplikowania na ręce

### Dozowniki S4



| Nr art. | Nazwa  | Linia produktów | Identyfikator systemowy | Kolor             | Materiał            | Rozmiar wys.xszer.xgłb. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |   |   |
|---------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 561600  | Tork bezdotykowy dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji - z sensorem Intuition™ | Elevation       | S4                      | Biały             | ABS                 | 278x112x128                  | 6                           | ● | ● |
| 561608  | Tork bezdotykowy dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji - z sensorem Intuition™ | Elevation       | S4                      | Czarny            | ABS                 | 278x112x128                  | 6                           | ● | ● |
| 561500  | Tork dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji                                     | Elevation       | S4                      | Biały             | ABS                 | 292x113x114                  | 12                          |   | ● |
| 561508  | Tork dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji                                     | Elevation       | S4                      | Czarny            | ABS                 | 292x113x114                  | 12                          |   | ● |
| 460009  | Tork bezdotykowy dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji - z sensorem Intuition™ | Image Design    | S4                      | Metaliczny/Czarny | Stal nierdzewna/ABS | 278x116x130                  | 1                           | ● | ● |
| 460010  | Tork dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji                                     | Image Design    | S4                      | Metaliczny/Czarny | Stal nierdzewna/ABS | 289x106x107                  | 1                           |   | ● |



560000 560008 560101 560109

- Dla wszystkich: sprawdzona konstrukcja potwierdzona certyfikatem Easy-to-use<sup>1</sup> – zapewnia wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, w tym najmłodszym i osobom starszym
- Pomaga zapewnić prawidłową higienę rąk: uzupełnianie dozownika każdorazowo za pomocą fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni formuły przez cały czas, aż do ich zaaplikowania na ręce

### Dozowniki S1/S11



| Nr art. | Nazwa   | Linia produktów | Identyfikator systemowy | Kolor  | Materiał | Rozmiary wys.xszer.xgłb. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |   |
|---------|---|-----------------|-------------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 560000  | Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu              | Elevation       | S1/S11                  | Biały  | ABS      | 296x112x114                   | 12                          | ● |
| 560008  | Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu              | Elevation       | S1/S11                  | Czarny | ABS      | 296x112x114                   | 12                          | ● |
| 560101  | Tork dozownik do mydła w płynie z ramieniem dozującym | Elevation       | S1                      | Biały  | ABS      | 296x112x114                   | 8                           |   |
| 560109  | Tork dozownik do mydła w płynie z ramieniem dozującym | Elevation       | S1                      | Czarny | ABS      | 296x112x114                   | 8                           |   |

- Niewielki dozownik zmieści się w nawet najmniejszej łazience
- Dla wszystkich: sprawdzona konstrukcja potwierdzona certyfikatem Easy-to-use<sup>1</sup> – zapewnia wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, w tym najmłodszym i osobom starszym
- Pomaga zapewnić prawidłową higienę rąk: uzupełnianie dozownika każdorazowo za pomocą fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni formuły przez cały czas, aż do ich zaaplikowania na ręce



561000 561008

### Dozowniki S2



| Nr art. | Nazwa                                | Linia produktów | Identyfikator systemowy | Kolor  | Materiał | Rozmiary wys.xszer.xgłb. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |   |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 561000  | Tork mini dozownik do mydła w płynie | Elevation       | S2                      | Biały  | ABS      | 206x112x114                   | 12                          | ● |
| 561008  | Tork mini dozownik do mydła w płynie | Elevation       | S2                      | Czarny | ABS      | 206x112x114                   | 12                          | ● |

<sup>1</sup> Łatwość użytkowania potwierdzona certyfikatem wydanym przez Szwedzkie Towarzystwo Reumatyczne, w badaniu zgodnym z testem „Zaprojektowane z myślą o wszystkich”, którego wyniki opublikowano w Swedish Design Research Journal 2011 r.



## Tork zestawy startowe produktów do higieny rąk



960201



960202

- Jeszcze łatwiejsze dbanie o higienę rąk dzięki rozwiązaniom 2 w 1
- Zestawy startowe do pielęgnacji skóry zawierają 1 dozownik i 1 wkład

### Zestawy startowe S4



| Nr art. | Nazwa  | Linia produktów | Identyfikator systemowy | Kolor | Materiał | Rozmiar wys. x szer. x gł. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |   |
|---------|--|-----------------|-------------------------|-------|----------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| 960201  | Zestaw startowy z Tork czystym mydłem w pianie do rąk (dozownik 561500, wkład 520201)                        | Elevation       | S4                      | Biały | ABS      | 292x113x114                     | 1                           | ● |
| 960202  | Zestaw startowy z Tork bezalkoholowym preparatem w pianie do dezynfekcji rąk (dozownik 561500, wkład 520202) | Elevation       | S4                      | Biały | ABS      | 292x113x114                     | 1                           | ● |

## Tork mydła do rąk

### Produkty kosmetyczne w pianie



520201



520901



520701



520501

- Wysoce skuteczne formuły, ze starannie dobranymi składnikami
- Zrównoważone formuły, takie jak Tork czyste mydło w pianie, składają się w 99% ze składników pochodzenia naturalnego i pomagają wspierać cele klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju

### Produkty kosmetyczne w pianie S4

| Nr art. | Nazwa  | Identyfikator systemowy | Jakość  | Zapach                              | Kolor     | Atuty                                  | Zawartość/ butelka (ml) | Butelki / jedn. transp. |   |   |   |
|---------|--|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|--|-------------------------|-------------------------|---|---|---|
| 520201  | Tork czyste mydło w pianie                     | S4                      | Premium | Bezzapachowe                        | Bezbarwne | 99% składników pochodzenia naturalnego | 1000                    | 6                       | ● | ● |   |
| 520901  | Tork luksusowe mydło w pianie                  | S4                      | Premium | Luksusowe mydło o zapachu kwiatowym | Bezbarwne | Gęste, kremowe mydło w pianie          | 1000                    | 6                       |   | ● |   |
| 520701  | Tork łagodne mydło w pianie do skóry wrażliwej | S4                      | Premium | Bezzapachowe                        | Bezbarwne | Do częstego mycia rąk                  | 1000                    | 6                       | ● | ● | ● |
| 520501  | Tork delikatnie perfumowane mydło w pianie     | S4                      | Premium | Świeży zapach                       | Bezbarwne | Do regularnego mycia rąk               | 1000                    | 6                       | ● | ● |   |

Mydła do rąk w płynie



- Wysoce skuteczne formuły mydeł, ze starannie dobranymi składnikami





Mydła do rąk w płynie S4

| Nr art.              | Nazwa  | System | Jakość  | Zapach                   | Kolor         | Atuty   | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |  |  |  |  |
|----------------------|--|--------|---------|--------------------------|---------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Nowość</b> 424901 | Tork luksusowe mydło w płynie                  | S4     | Premium | Luksusowy zapach jaśminu | Liliowy       | Gęste, kremowe mydło                                  | 1000                       | 6                             |   | ●   | ●   |   |
| <b>Nowość</b> 424701 | Tork łagodne mydło w płynie do skóry wrażliwej | S4     | Premium | Bezzapachowy             | Bez barwników | Do częstego mycia rąk                                 | 1000                       | 6                             | ●   |   | ●   | ●   |
| <b>Nowość</b> 424501 | Tork delikatnie perfumowane mydło w płynie     | S4     | Premium | Świeży zapach            | Perłowobiały  | Codziennie mycie rąk                                  | 1000                       | 6                             | ●   |   | ●   |   |
| 424011               | Tork neutralizujące zapachy mydło w płynie     | S4     | Premium | Bezzapachowy             | Bez barwników | Kontrola zapachu, przygotowywanie żywności, mycie rąk | 1000                       | 6                             | ●   |   | ●   |   |
| <b>Nowość</b> 424401 | Tork przemysłowe mydło w płynie                | S4     | Premium | Bezzapachowy             | Bez barwników | Mydło przemysłowe usuwające oleje i smary             | 1000                       | 6                             |   | ●   | ●   |   |

Mydła do rąk w płynie S1

| Nr art. | Nazwa  | System | Jakość  | Zapach                   | Kolor         | Atuty  | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |  |  |  |  |
|---------|--|--------|---------|--------------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 420901  | Tork luksusowe mydło w płynie                  | S1     | Premium | Luksusowy zapach jaśminu | Liliowy       | Gęste, kremowe mydło                           | 1000                       | 6                             |   | ●   | ●   |   |
| 420701  | Tork łagodne mydło w płynie do skóry wrażliwej | S1     | Premium | Bezzapachowy             | Bez barwników | Do częstego mycia                              | 1000                       | 6                             | ●   |   | ●   | ●   |
| 420501  | Tork delikatnie perfumowane mydło w płynie     | S1     | Premium | Świeży zapach            | Perłowobiały  | Do regularnego mycia rąk                       | 1000                       | 6                             | ●   |   | ●   |   |
| 420401  | Tork przemysłowe mydło w płynie                | S1     | Premium | Bezzapachowy             | Bez barwników | Mydło usuwające oleje i smary                  | 1000                       | 6                             |   | ●   | ●   |   |
| 420810  | Tork mydło w płynie                            | S1     | Premium | Bezzapachowy             | Bez barwników | Odpowiednie do miejsc przygotowywania posiłków | 1000                       | 6                             |   |   | ●   |   |

Mydła do rąk w płynie S2



| Nr art. | Nazwa  | System | Jakość  | Zapach        | Kolor         | Atuty                    | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |  |  |  |  |
|---------|--|--------|---------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 420702  | Tork łagodne mydło w płynie do rąk mini do skóry wrażliwej | S2     | Premium | Bezzapachowy  | Bez barwników | Do częstego mycia        | 475                        | 8                             | ●   |   | ●   | ●   |
| 420502  | Tork delikatnie perfumowane mydło w płynie mini            | S2     | Premium | Świeży zapach | Perłowobiały  | Do regularnego mycia rąk | 475                        | 8                             | ●   |   | ●   |   |

Antybakteryjne mydła w pianie<sup>1</sup>

520800

- Skuteczne zgodnie z normami EN 1499 i EN 14476 (wszystkie wirusy otoczkowe, takie jak m.in.: HIV, SARS, koronawirusy, HBV, HVC, wirus grypy H1N1 i H5N1)

## Antybakteryjne mydła w pianie S4

| Nr art. | Nazwa                              | System | Jakość  | Zapach       | Kolor         | Skuteczność  | Normy skuteczności   | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn. transp. |  |
|---------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---|
| 520800  | Tork antybakteryjne mydło w pianie | S4     | Premium | Bezzapachowy | Bez barwników | Bakterie, drożdże i grzyby, prątki, wirusy (otoczkowe) | EN 1499, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (wszystkie wirusy otoczkowe) | 1000                       | 6                          |  |

Antybakteryjne mydła w płynie<sup>1</sup>

424709

- Skuteczne zgodnie z normami EN 1499 i EN 14476 (wszystkie wirusy otoczkowe, takie jak m.in.: HIV, SARS, koronawirusy, HBV, HVC, wirus grypy H1N1 i H5N1)
- Składniki aktywne w 100% pochodzenia roślinnego i w 100% biodegradowalne

## Antybakteryjne mydła w płynie S4

| Nr art. | Nazwa                              | System | Jakość  | Zapach       | Kolor         | Skuteczność  | Normy skuteczności   | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn. transp. |  |
|---------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--|
| 424709  | Tork antybakteryjne mydło w płynie | S4     | Premium | Bezzapachowy | Bez barwników | Bakterie, drożdże i grzyby, prątki, wirusy (otoczkowe) | EN 1499, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (wszystkie wirusy otoczkowe) | 1000                       | 6                          |  |





## Mydła do rąk w sprayu



620501

- Funkcjonalne i wysoko wydajne, zapewniają najniższe koszty użytkowania w swojej klasie

## Wkłady mydła w sprayu S11

| Nr art. | Nazwa               | Identyfikator systemowy | Jakość    | Zapach        | Kolor     | Atuty                    | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn. transp. |  |  |
|---------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| 620501  | Tork mydło w sprayu | S11                     | Universal | Świeży zapach | Bezbarwne | Do codziennego mycia rąk | 1000                       | 6                          |  |  |

## Mydło dolewane



409840

Instrukcja higienicznego uzupełniania:

- Dozowniki z wkładami wymiennymi są narażone na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Szczelne systemy gwarantują najlepszą higienę
- Dozowniki z wkładami wymiennymi oraz pompki powinny być dezynfekowane przed wymianą wkładów
- Dolewanie mydła do częściowo opróżnionego dozownika zwiększa ryzyko namnażania się bakterii

## Mydło w płynie - duże pojemniki

| Nr art. | Nazwa               | Identyfikator systemowy   | Jakość    | Zapach    | Kolor | Atuty                | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn. transp. |  |
|---------|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 409840  | Tork mydło w płynie | Duże opakowanie mydła, 5l | Universal | Zapachowe | Białe | Podstawowe mycie rąk | 5000                       | 1                          |  |



## Tork preparaty dezynfekujące do rąk i akcesoria

Alkoholowe preparaty w żelu do dezynfekcji rąk<sup>1</sup>

424108



420108



511103



590103

- Skutecznie zwalczają wiele typów problematycznych mikroorganizmów – zgodnie z normami EN1500, EN 12791 i EN14476 (wszystkie wirusy osłonkowe, takie jak: HIV, SARS, koronawirusy, HBV, HCV, wirus grypy, H1N1, H5N1 itp.)
- Składniki nawilżające zachęcają do dbania o higienę rąk

## Wkłady alkoholowego preparatu w żelu do dezynfekcji rąk S4

| Nr art.             | Nazwa   | Identyfikator systemowy | Jakość  | Zapach       | Kolor     | Skuteczność                                | Normy skuteczności   | Zawartość/ butelka (ml) | Rozmiar dawki (ml) | Butelki / jedn. transp. |  |
|---------------------|---|-------------------------|---------|--------------|-----------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 424108 <sup>1</sup> | Tork alkoholowy preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | S4                      | Premium | Bezzapachowe | Bezbarwne | Bakterie, drożdże i grzyby, prątki, wirusy | EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (wszystkie wirusy osłonkowe, rotawirusy i norowirusy) | 1000                    | 1                  | 6                       |  |

## Wkłady alkoholowego preparatu w żelu do dezynfekcji rąk S1

| Nr art. | Nazwa   | Identyfikator systemowy | Jakość  | Zapach       | Kolor     | Skuteczność                                | Normy skuteczności   | Zawartość/ butelka (ml) | Rozmiar dawki (ml) | Butelki / jedn. transp. |  |
|---------|---|-------------------------|---------|--------------|-----------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 420108  | Tork alkoholowy preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | S1                      | Premium | Bezzapachowe | Bezbarwne | Bakterie, drożdże i grzyby, prątki, wirusy | EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (wszystkie wirusy osłonkowe, rotawirusy i norowirusy) | 1000                    | 1                  | 6                       |  |

## Butelki wolnostojące 500 ml, alkoholowy preparat w żelu do dezynfekcji rąk

| Nr art. | Nazwa   | Identyfikator systemowy       | Jakość  | Zapach       | Kolor     | Skuteczność                                | Normy skuteczności   | Zawartość/ butelka (ml) | Rozmiar dawki (ml) | Butelki / jedn. transp. |  |
|---------|---|-------------------------------|---------|--------------|-----------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 511103  | Tork alkoholowy preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | Butelka wolnostojąca z pompką | Premium | Bezzapachowe | Bezbarwne | Bakterie, drożdże i grzyby, prątki, wirusy | EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (wszystkie wirusy osłonkowe, rotawirusy i norowirusy) | 500                     | 2                  | 12                      |  |

## Kieszonkowe butelki 80 ml, alkoholowy preparat w żelu do dezynfekcji rąk

| Nr art. | Nazwa   | Identyfikator systemowy | Jakość  | Zapach       | Kolor     | Skuteczność                                | Normy skuteczności   | Zawartość/ butelka (ml) | Rozmiar dawki (ml) | Butelki / jedn. transp. |  |
|---------|---|-------------------------|---------|--------------|-----------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 590103  | Tork alkoholowy preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | Butelka kieszonkowa     | Premium | Bezzapachowy | Bezbarwny | Bakterie, drożdże i grzyby, prątki, wirusy | EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (wszystkie wirusy osłonkowe, rotawirusy i norowirusy) | 80                      |                    | 24                      |  |

Alkoholowe preparaty w płynie do dezynfekcji rąk<sup>1</sup>

- Skutecznie zwalcza wiele typów problematycznych mikroorganizmów – zgodność z normą EN 1500, EN 12791 i EN 14476 (w pełni wirusobójczy)
- Spełnia wymagania dotyczące sali operacyjnej

## Wkłady alkoholowego preparatu w płynie do dezynfekcji rąk S4

| Nr art. | Nazwa   | System | Jakość  | Zapach       | Kolor         | Skuteczność                                   | Normy skuteczności   | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |  |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 424118  | Tork alkoholowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | S4     | Premium | Bezzapachowy | Bez barwników | Bakterie<br>Drożdże i grzyby<br>Prątki Wirusy | EN 1500, EN 12791,<br>EN 13727, EN 1276,<br>EN 1275, EN 13624,<br>EN 1650, EN 14348,<br>EN 14476 | 1000                       | 6                             |  |

## Wkłady alkoholowego preparatu w płynie do dezynfekcji rąk S1

| Nr art. | Nazwa   | System | Jakość  | Zapach       | Kolor         | Skuteczność                                   | Normy skuteczności   | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |  |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 420118  | Tork alkoholowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | S1     | Premium | Bezzapachowy | Bez barwników | Bakterie<br>Drożdże i grzyby<br>Prątki Wirusy | EN 1500, EN 12791,<br>EN 13727, EN 1276,<br>EN 1275, EN 13624,<br>EN 1650, EN 14348,<br>EN 14476 | 1000                       | 6                             |  |

## Butelki wolnostojące 500 ml, alkoholowy preparat w płynie do dezynfekcji rąk

| Nr art. | Nazwa   | System                        | Jakość  | Zapach       | Kolor         | Skuteczność                                   | Normy skuteczności   | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |  |
|---------|---|-------------------------------|---------|--------------|---------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 511110  | Tork alkoholowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | Butelka wolnostojąca z pompką | Premium | Bezzapachowy | Bez barwników | Bakterie<br>Drożdże i grzyby<br>Prątki Wirusy | EN 1500, EN 12791,<br>EN 13727, EN 1276,<br>EN 1275, EN 13624,<br>EN 1650, EN 14348,<br>EN 14476 | 500                        | 12                            |  |

## Kieszonkowe butelki 80 ml, alkoholowy preparat w płynie do dezynfekcji rąk

| Nr art. | Nazwa   | System              | Jakość  | Zapach       | Kolor         | Skuteczność                                   | Normy skuteczności   | Zawartość/<br>butelka (ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |  |
|---------|---|---------------------|---------|--------------|---------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 590110  | Tork alkoholowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | Butelka kieszonkowa | Premium | Bezzapachowy | Bez barwników | Bakterie<br>Drożdże i grzyby<br>Prątki Wirusy | EN 1500, EN 12791,<br>EN 13727, EN 1276,<br>EN 1275, EN 13624,<br>EN 1650, EN 14348,<br>EN 14476 | 80                         | 24                            |  |

<sup>1</sup> Zachowaj bezpieczeństwo przy korzystaniu ze środków biobójczych. Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie.



Preparaty w pianie do dezynfekcji rąk bez alkoholu 1




520202

- Skutecznie zwalcza wiele typów problematycznych mikroorganizmów – zgodne z normami EN1500, EN 12791 i EN14476 (wszystkie wirusy osłonkowe, takie jak: HIV, SARS, koronawirusy, HBV, HCV, wirus grypy, H1N1, H5N1 itp.)
- Składniki czynne w 100% pochodzenia roślinnego i całkowicie biodegradowalne

Wkłady preparatu w pianie do dezynfekcji rąk bez alkoholu S4

| Nr art. | Nazwa   | Identyfikator systemowy | Jakość  | Zapach       | Kolor     | Skuteczność  | Normy skuteczności  | Zawartość/ butelka (ml) | Rozmiar dawki (ml) | Butelki / jedn. transp. |  |
|---------|---|-------------------------|---------|--------------|-----------|--|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 520202  | Tork bezalkoholowy preparat w pianie do dezynfekcji rąk | S4                      | Premium | Bezzapachowe | Bezbarwne | Bakterie, drożdże i grzyby, prątki, wirusy (osłonkowe) | EN 1500, EN 13727 EN 13624, EN 14476 (wszystkie wirusy osłonkowe) | 1000                    | 1                  | 6                       |  |

Akcesoria



Stojaki

| Nr art. | Nazwa                                      | Kolor       | Materiał | Rozmiar wys. x szer. x głęb. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |
|---------|--|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 511055  | Tork stojak do dezynfekcji                 | Antracytowy | Metal    | 1676 x 470 x 365                  | 1                           |
| 511060  | Tork stojak do dezynfekcji - na 1 dozownik | Czarny      | Metal    | 1321 x 500 x 500                  | 1                           |

Akcesoria do stojaków

| Nr art. | Nazwa   | Kolor  | Materiał      | Rozmiar wys. x szer. x głęb. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |
|---------|---|--------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 511054  | Panel AD-a-Glance® na Tork stojak do dezynfekcji 511055 | Czarny | Aluminium     | 400 x 125 x 125                   | 1                           |
| 511029  | Panel AD-a-Glance® na Tork stojak do dezynfekcji 511060 | Czarny | Metal/Plastik | 364 x 148 x 20                    | 10                          |

Oślony przeciw kapaniu

| Nr art. | Nazwa                       | Kolor  | Materiał | Rozmiar wys. x szer. x głęb. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |
|---------|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 511052  | Tork osłona przeciw kapaniu | Biały  | Metal    | 70 x 120 x 130                    | 6                           |
| 511058  | Tork osłona przeciw kapaniu | Czarny | Metal    | 70 x 120 x 130                    | 6                           |

Zaczepy na łóżko

| Nr art. | Nazwa  | Kolor | Materiał | Rozmiar wys. x szer. x głęb. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |
|---------|--|-------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 511050  | Tork zaczep na łóżko do butelki z preparatem do dezynfekcji (500 ml) | Metal | Metal    | 110 x 79 x 114                    | 20                          |

Klipsy

| Art. No | Nazwa   | Kolor | Materiał | Rozmiar wys. x szer. x głęb. (mm) | Liczba szt. / jedn. transp. |
|---------|---|-------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 511051  | Tork klips do butelki z preparatem do dezynfekcji (80 ml) | Biały | Plastik  | 75 x 35 x 5                       | 50                          |



## Pielęgnacja dłoni

## Balsam



420202

- Nawilża suchą skórę
- Zawiera olej rzepakowy, glicerynę i panthenol

## Balsam S2

| Nr art. | Nazwa                                   | Identyfikator systemowy | Jakość  | Zapach       | Kolor | Atuty              | Zawartość/ butelka (ml) | Butelki / jedn. transp. |  | Inne ekocertyfikaty |  |
|---------|---|-------------------------|---------|--------------|-------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|---|
| 420202  | Tork bezzapachowy balsam do rąk i ciała | S2                      | Premium | Bezzapachowy | Biały | Balsam nawilżający | 475                     | 8                       |   | Nordic Swan         |  |

## Krem



590210

- Nawilża wyjątkowo suchą skórę
- Zawiera naturalny olej, witaminę E i panthenol

## Krem w kieszonkowym rozmiarze

| Nr art. | Nazwa                        | Identyfikator systemowy | Jakość  | Zapach       | Kolor | Atuty                              | Zawartość/ butelka (ml) | Liczba szt. / jedn. transp. |  | Inne ekocertyfikaty |  |
|---------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------|-------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---|
| 590210  | Tork nawilżający krem do rąk | Poręczna butelka        | Premium | Bezzapachowy | Biały | Nawilżenie dla bardzo suchej skóry | 75                      | 10                          |   | Nordic Swan         |   |

## Produkty pod prysznic

### Kremowy żel pod prysznic



424601

420601

420602

- Odświeżający kremowy żel pod prysznic o perłowym kolorze i uniwersalnym zapachu

#### Kremowy żel pod prysznic S4

| Nr art.              | Nazwa                         | System | Jakość  | Zapach               | Kolor     | Skuteczność                           | Zawartość/<br>butelka<br>(ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |   |   |   |
|----------------------|-------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| <b>Nowość</b> 424601 | Tork kremowy żel pod prysznic | S4     | Premium | Świeży zapach unisex | Niebieski | Odświeżający kremowy żel pod prysznic | 1000                          | 6                             | ● | ● | ● |

#### Kremowy żel pod prysznic S1

| Nr art. | Nazwa                         | System | Jakość  | Zapach               | Kolor     | Skuteczność                           | Zawartość/<br>butelka<br>(ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |   |   |   |
|---------|-------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 420601  | Tork kremowy żel pod prysznic | S1     | Premium | Świeży zapach unisex | Niebieski | Odświeżający kremowy żel pod prysznic | 1000                          | 6                             | ● | ● | ● |

#### Kremowy żel pod prysznic S2

| Nr art. | Nazwa                      | System | Jakość  | Zapach               | Kolor     | Skuteczność                           | Zawartość/<br>butelka<br>(ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |   |   |   |
|---------|----------------------------|--------|---------|----------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 420602  | Tork żel pod prysznic mini | S2     | Premium | Świeży zapach unisex | Niebieski | Odświeżający kremowy żel pod prysznic | 475                           | 8                             | ● | ● | ● |

### Luksusowy kremowy żel pod prysznic



420652

- Luksusowy szampon, odżywka i żel pod prysznic 3 w 1

#### Luksusowy kremowy żel pod prysznic S2

| Nr art. | Nazwa  | System | Jakość  | Zapach                    | Kolor   | Skuteczność                                   | Zawartość/<br>butelka<br>(ml) | Butelki /<br>jedn.<br>transp. |   |   |   |
|---------|--|--------|---------|---------------------------|---------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 424652  | Tork luksusowy żel pod prysznic do włosów i ciała mini | S2     | Premium | Luksusowy kwiatowy zapach | Zielony | Kremowy żel do ciała, szampon i odżywka 3 w 1 | 475                           | 8                             | ● | ● | ● |