




Think ahead.

Tork Ihonhoito

Täytä hygieniaa koskevat suuret odotukset Tork-ihonhoitoratkaisuilla



Meillä on 50 vuoden kokemus

Tork on globaali johtava ammattimaisten hygieniatuotteiden tuotemerkki, jonka ratkaisuihin ja innovaatioihin yritykset luottavat uuden hygieniastandardin varmistamisessa.

Innovatiivisten tuotteiden lisäksi tarjoamme laajan valikoiman tehokkaita saippuoita, desinfiointiaineita ja annostelijoita.

Tork-ihonhoitoratkaisut eivät ole ainoastaan tehokkaita: palkitut annostelijamallit myös sopivat muotoilultaan hyvin yhteen asiakkaiden käytössä olevien käsipyyhe- ja wc-paperijärjestelmien kanssa.

Lisäksi Tork annostelijat ihonhoitotuotteille ovat sertifioidusti helppokäyttöisiä¹ ja tekevät kävijöihin hyvän vaikutuksen samalla kun kannustavat heitä noudattamaan käsihygieniamääräyksiä ja ehkäisemään ristikontaminaatiota.

Asiakkaat luottavat jo Tork-paperikäsipyyhkeisiin ja -wc-paperiin ja odottavat samaa laatua ja tehokkuutta myös Tork-ihonhoitoratkaisuilta, jotka auttavat yrityksiä vastaamaan sekä uusiin hygieniata koskeviin odotuksiin että liiketoimintahaasteisiin.

Kun yrityksessä käytetään Tork-ihonhoitotuotteita, henkilöstö voi keskittyä tarjoamaan hyvää asiakaspalvelua ilman huolta saniteettitilojen ongelmista.



¹ Ruotsin reumaliiton sertifioima, testattu kaikkien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun testillä, julkaistu Swedish Design Research Journalissa 20.5.2011.

Laadukkaita käsihygieniaratkaisuja

Kattava tuotevalikoima:

Täydellinen valikoima tehokkaita desinfiointiaineita ja saippuoita, joiden ainesosat on valittu huolella.

Monipuolisia manuaalisia tai sensoritoimisia annostelijoita, jotka auttavat varmistamaan tiukemman hygieniastandardin toteutumisen.

Tork hygieniayksiköitä, jotka pitävät käsihygienian henkilökunnan ja asiakkaiden mielessä ja saatavilla, kun vettä ei ole tarjolla.

Luokkansa parhaan käsihygienian varmistaminen

Täytämme tiukat tehokkuusvaatimukset useilla erilaisilla neste-, geeli- ja vaahtomuotoisilla antimikrobisilla saippuoilla ja desinfiointiaineilla, jotka on testattu joko standardin EN1499 tai EN1500 mukaisesti.

Hygieniää kaikille: Ruotsin reumaliitto on sertifioinut Tork annostelijat ihonhoitotuotteille, eli niiden herkäät painikkeet ovat helppokäyttöisiä³ ja annostelu on helpompaa myös lapsille ja vanhuksille.

Hygieeninen järjestelmä: tehtaalla suljetut pullot ja uusi pumppu jokaisessa täyttöt tuotteessa auttavat vähentämään kontaminaatoriskiä verrattuna avoimiin suurpakkausjärjestelmiin, joissa 25 % avoimista saippua-annostelijoista saattaa kontaminoitua.⁴



44 %

välttää saniteettitiloja niiden mahdollisen epähygieenisyyden vuoksi²



² Perustuu vuoden 2018 Hygienialla on merkitystä -kyselyyn, johon osallistui 15 530 vastaajaa 15 markkina-alueella.

³ Ruotsin reumaliiton sertifioima, testattu kaikkien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun testillä, julkaistu Swedish Design Research Journalissa 20.5.2011.

⁴ Suurpakkaussaippuan kontaminaatiotutkimus, Dr. Charles P. Gerba, Arizonan yliopisto, 2007.

Maksimoi käsienvpesun tehokkuus

Työntekijöiden on huolehdittava käsihygieniasta usein ja tehokkaasti estääkseen mikrobien leviämistä ja vähentääkseen ristikontaminaatiota – ja voidakseen maksimoida työskentelyaikansa.

Saniteettitilan ja käsienvpesun tehokkuuden varmistamiseksi siivoojien on kyettävä täyttämään annostelijat nopeasti ja oikein voidakseen keskittyä muihin, tärkeämpiin siivoustehtäviin.



Helppokäyttöisyys: Tork-annostelijat ovat helppokäyttöisiä⁶, ja niiden täyttäminen kestää alle 10 sekuntia⁷, mikä säästää siivoojien aikaa ja vaivaa. Tork-valikoimaan kuuluu myös saniteettitilojen hygieniatuotteita, kuten wc-paperia, käsipyyhkeitä sekä hiusten- ja ihonhoitotuotteita. Jokaisen annostelijan mukana toimitetaan yksi Tork-yleisavain, mikä tehostaa täyttämistä.

Vähentää kulutusta: Mitattu, yhdenmukainen annostelu vähentää kulutusta jopa 50 %⁸, minkä ansiosta annostelijat voi täyttää harvemmin ja saippuaa on saatavilla paremmin.⁹

Suuri kapasiteetti: Tork vaahtosaippuan täyttöpakkaus voi riittää jopa 1 650 kävijälle, joten sen voi täyttää harvemmin.⁹

⁵ Perustuu kolmen Tork EasyCube -asiakkaan saamiin dokumentoituihin tuloksiin, mitattu ennen Tork EasyCuben® käyttöönottoa ja sen jälkeen.

⁶ Ruotsin reumaliiton sertifioima, testattu kaikkien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun testillä, julkaistu Swedish Design Research Journalissa 20.5.2011.

⁷ Perustuu saippua-annostelijan täyttöaikaa koskevaan sisäiseen paneelitesttiin.

⁸ Essityn käyttötutkimukset, joissa analysoitiin 20 000 käsienvpesua ja verrattiin eri nestesaippuista (mukaan lukien suurpakkausta) Tork vaahto- ja spraysaippuaan.

⁹ TMTC-kulutustesti, Essityn käyttötutkimukset, joissa analysoitiin 20 000 käsienvpesua ja verrattiin eri nestesaippuista (mukaan lukien suurpakkausta) Tork vaahto- ja spraysaippuaan.

Toimivat ja intuitiiviset Tork annostelijat ihonhoitotuotteille – vähemmän häiriöitä

Lujat, häiriöttömät annostelijat: Tork-annostelijoiden on todistettu toimivan häiriöttömästi jopa miljoonan painalluksen ajan.¹⁰

Ihonhoitoa missä tahansa: Tork annostelijoita ihonhoitotuotteille on saatavilla erilaisilla annostelumekanismeilla, joista voi valita omiin tiloihinsa sopivimman, jotta käsihygieniää voidaan hoitaa missä tahansa.

Hygieniää kaikille: Ruotsin reumaliitto on sertifioinut Tork annostelijat ihonhoitotuotteille, eli niiden herkäät painikkeet ovat helppokäyttöisiä¹¹ ja annostelu on helpompaa, mikä kannustaa huolehtimaan käsihygieniasta.



Helposti ylläpidettäviä:

- Tork-annostelijoiden täyttäminen kestää alle 10 sekuntia, mikä säästää siivoojien aikaa ja vaivaa.¹²
- Tork-valikoimaan kuuluu myös saniteettitilojen hygieniatuotteita, kuten wc-paperia, käsipyyhkeitä sekä hiusten- ja ihonhoitotuotteita. Jokaisen annostelijan mukana toimitetaan yksi Tork-yleisavain, mikä tehostaa täyttämistä.



¹⁰ Perustuu Essityn testiin.

¹¹ Ruotsin reumaliiton sertifioima, testattu kaikkien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun testillä, julkaistu Swedish Design Research Journalissa 2011.

¹² Perustuu saippua-annostelijan täyttöaikaa koskevaan sisäiseen paneelitesttiin.

¹³ TMTC-kulutustesti, Essityn käyttötutkimukset, joissa analysoitiin 20 000 käsiinpesua ja verrattiin eri nestesaippuuita (mukaan lukien suurpakkausta) Tork vaahto- ja spraysaippuun.

Tork Ihonhoito – ensiluokkaisia käsienpesukokemuksia jo yli 50 vuoden ajan

Saniteettitilojen esteettisyys on tärkeää päättäjille.

Luomalla miellyttävän ympäristön voit tehdä pysyvän, myönteisen vaikutuksen sekä asiakkaisiin että henkilöstöön.



Palkittuja:

Kahdesti Red Dot -tuotemuotoilupalkinnolla palkitut Tork-annostelijat näyttävät ja tuntuvat laadukkailta.

Tork-annostelijat on suunniteltu koko saniteettitilaa ajatellen, ja ne tuottavat asiakkaille ensiluokkaisen kokemuksen. Kaikki annostelijatyypimallit (Elevation ja Image) sopivat yhteen toistensa kanssa.



Ihoa hoitava saippua ja kosteusvoide täydentävät kokemuksen:
laadukkaat Tork-tuotteet tarjoavat käyttäjälleen ripauksen ylimääräistä ylläilyä.

Tork Ihonhoito on tehokasta ja kestävän kehityksen mukaista

Yritykset arvostavat kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat niitä saavuttamaan kestävyystavoitteensa. Lisäksi henkilöstö suhtautuu myönteisemmin työpaikkaan, jossa käytetään ympäristöä säästäviä tuotteita.

Tork-ihonhoitotuotteiden ansiosta päättäjien ei tarvitse tehdä kompromisseja laadun osalta saavuttaakseen kestävän kehityksen tavoitteensa.



Lähes kaikilla Tork-ihonhoitotuotteiden täyttöpakkauksilla on kolmannen osapuolen myöntämä EU-ympäristömerkki, mikä vähentää ympäristöhaittoja.



¹⁴ Perustuu Essityn testiin.

¹⁵ Perustuu kolmannen osapuolen OECD301B:n mukaiseen laboratoriotestiin.

¹⁶ Essityn käyttötutkimukset, joissa analysoitiin 20 000 käsiinpesua ja verrattiin eri nestesaippuista (mukaan lukien perusaippuaa) Tork vaahto- ja spraysaippuaan.

¹⁷ Perustuu sisäiseen paneelitestin, jossa vertailukohteena oli Tork mild vaahtosaippua.

Käsihygienian erityiskoulutus:

Ellan käsienvpesuseikkailu opettaa lapsia huolehtimaan käsihygieniasta ja luo heille tärkeitä tapoja.



Palkittu Tork VR Clean Hands -koulutus, joka on saatavilla myös työpöytäversiona, edistää käsihygienian noudattamista akuutti- ja pitkäaikaishoitolaitoksissa. Tämä uusi koulutusmenetelmä on tulosta yhteistyöstä, jota Tork on tehnyt yhdessä yliopistosairaaloiden ja maailman johtavien käsihygieniasiantuntijoiden kanssa.



Tork Ihonhoito – suunniteltu lähes kaikkiin tilanteisiin



Tukee kestävyystavoitteiden saavuttamista



**Tork kirkas
vaahtosaippua**
Tuotenumero: 520201



Tehokas viruksia ja bakteereja vastaan – hellävarainen kaikelle muulle



Tork antimikrobinen nestesaippua ja alkoholiton käsiendesinfiointivaahdo
Tuotenumero: 420710-424710-520402



Kun huolellinen desinfiointi on ensiarvoisen tärkeää



Tork nestemäinen käsihuuhe
Tuotenumero: 420116



Kaikkein vaativimpiin ympäristöihin



Tork oil&grease nestesaippua
Tuotenumero: 420401



Ammattikeittiöihin



Tork odor-control nestesaippua käsienspesuun
Tuotenumero: 424011



Ensiluokkaisen käsienspesukokemuksen luomiseen



Tork luxury soft nestesaippua
Tuotenumero: 420901



Hiusten ja ihon puhdistamiseen ja pehmentämiseen



Tork suihkuvoide
Tuotenumero: 420601



Soveltuu herkkäihoisille



Tork extra mild nestesaippua
Tuotenumero: 420701



Tehoa mikrobeihin ja on silti ihoystävällinen



Tork geelimäinen käsihuuhe
Tuotenumero: 424106

Koko Tork-ihonhoitotuotevalikoima tarjoaa tehokkaan käsienpesukokemuksen

Kattava hygieniatuote- ja annostelijavalikoimamme kattaa kaikkien saniteettitilojen tarpeet. Opastamme sinua mielellämme valitsemaan oikean käsihygieniaratkaisun juuri sinun saniteettitilaasi.

Tork vaahto- ja nestesaippua

S4, S3



- Myös lapsille ja vanhuksille helppokäyttöinen annostelijajärjestelmä
- Suljettu järjestelmä ja kokoon painuva pullo parantavat käsihygieniää ja vähentävät jätettä

Annostelijat

Tuotenumero	Nimi	Mallisto	Täyttö-pakkauksen tunnus	Väri	Materiaali	Koko K x L x S (mm)	Pakkausta/myyntierä	EasyClean	Easy to Grip
561600	Tork annostelija ihonhoitotuotteille – Intuition™-sensori	Elevation	S4	Valkoinen	ABS	278 x 112 x 128	6	●	●
561608	Tork annostelija ihonhoitotuotteille – Intuition™-sensori	Elevation	S4	Musta	ABS	278 x 112 x 128	6	●	●
561500	Tork annostelija ihonhoitotuotteille	Elevation	S4	Valkoinen	ABS	292 x 113 x 114	12	●	●
561508	Tork annostelija ihonhoitotuotteille	Elevation	S4	Musta	ABS	292 x 113 x 114	12	●	●
460009	Tork annostelija ihonhoitotuotteille – Intuition™-sensori	Image Design	S4	Metalli/musta	Ruostumaton teräs / ABS	278 x 116 x 130	1	●	●
460010	Tork annostelija ihonhoitotuotteille	Image Design	S4	Metalli/musta	Ruostumaton teräs / ABS	289 x 106 x 107	1	●	●



Kosmeettiset täyttöpakkaukset

Tuotenumero	Nimi	Täyttö-pakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Etu	Sisältö/yksikkö (ml)	Annosten lukumäärä	Pakkausta/myyntierä	Ecolabel	Easy to Grip	ECARF
520901	Tork luxury soft vaahtosaippua	S4	Premium	Hienostunut kukkaistuoksu	Ei sisällä väriaineita	Runsas ja kermanainen käsienvaahdotus	1 000	2 500	6	●	●	●
520201	Tork kirkas vaahtosaippua käsienvaahdotukseen	S4	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	99 % ainesosista on luonnollisia	1 000	2 500	6	●	●	●
520701	Tork extra mild vaahtosaippua	S4	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Usein toistuva käsienvaahdotus	1 000	2 500	6	●	●	●
520501	Tork mild vaahtosaippua	S4	Premium	Raikas tuoksu	Ei sisällä väriaineita	Säännöllinen käsienvaahdotus	1 000	2 500	6	●	●	●
500902	Tork luxury soft vaahtosaippua	S3	Premium	Hienostunut tuoksu	Ei sisällä väriaineita	Pehmeät kädet	800	2 000	4	●	●	●
470026	Tork vaahtosaippua	S34	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Perinteinen tuntu	800	2 000	6	●	●	●

Tork vaahtosaippua S34 sopii aiemmin asennettuihin Lotus Professional -vaahtosaippua-annosteluihin.

Tork luxury soft vaahtosaippua S3 sopii aiemmin asennettuihin alumiinisiin Tork annosteluihin vaahtosaippualla 453000.

Antimikrobiset (biosidi-)täyttöpakkaukset¹

Tuotenumero	Nimi	Täyttö-pakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Tehokkuus	Tehokkuusnormit	Sisältö/yksikkö (ml)	Annoskoko (ml)	Pakkausta/myyntierä	Easy to Grip
520855	Tork antimikrobinen Entistä parempi koostumus	S4	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Virukset (vaipalliset)	EN 1499, EN 13727 EN 13624, EN 14476 (kaikki vaipalliset virukset)	1 000	0,6	6	●

¹Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.



424011



424710

Kosmeettiset täyttöpakkaukset

Tuotenro	Nimi	Täyttö- pakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Etu	Sisältö/ yksikkö (ml)	Annosten lukumäärä	Pakkausta/ myyntierä		Muut ympäris- tömerkit		
Uutta 424011	Tork odor-control nestesaippua käsienspesuun	S4	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Odor-control, käsienspesuun ruuanvalmistuksessa	1 000	1 000	6	●		●	
Uutta 424710	Tork antimikrobinen nestesaippua	S4	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Tehokas bakteereja ja viruksia vastaan – hellävarainen kaikelle muulle.	1 000	1 000	6			●	

Tork mini nestesaippua



561000



561008

- Pienikokoinen annostelija sopii ahtaimpaankin saniteettitilaan
- Myös lapsille ja vanhuksille helppokäyttöinen annostelijajärjestelmä
- Suljettu järjestelmä ja kokoon painuva pullo takaavat hyvän käsihygienian

Annostelijat

Tuotenro	Nimi	Mallisto	Täyttöpakkauksen tunnus	Väri	Materiaali	Koko K x L x S (mm)	Pakkausta/ myyntierä	
561000	Tork mini annostelija nestesaippuulle	Elevation	S2	Valkoinen	ABS	206 x 112 x 114	12	●
561008	Tork mini annostelija nestesaippuulle	Elevation	S2	Musta	ABS	206 x 112 x 114	12	●



420502



420602



420202



420702

Kosmeettiset täyttöpakkaukset

Tuotenro	Nimi	Täyttö- pakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Etu	Sisältö/ yksikkö (ml)	Annosten lukumäärä	Pakkausta/ myyntierä		Muut ympäristö- merkit		
420502	Tork mild mini nestesaippua	S2	Premium	Raikas tuoksu	Helmenvalkoinen	Säännöllinen käsienspesu	475	475	8	●		●	
420602	Tork mini suihkuvoide	S2	Premium	Raikas unisex-tuoksu	Sininen	Hair & Body	475	475	8	●		●	
420202	Tork hajusteeton lotion hand&body	S2	Premium	Hajusteeton	Valkoinen	Kosteuttava voide	475	475	8		Joutsen	●	
420702	Tork extra mild mini nestesaippua	S2	Premium	Raikas unisex-tuoksu	Läpinäkyvä	Usein toistuva käsienspesu	475	475	8	●		●	●

Tork WC-istuimen puhdistaja

S2



420302

- Lisähygieniää ja mukavuutta WC-tilaan
- Puhdistaa WC-istuimen hygieeniseksi
- Sinetöity pullo kertakäyttöisellä pumpulla, pienentää ristikontaminaation riskiä

Tuotenro	Nimi	Täyttöpakkauksen tunnus	Laatu	Väri	Tyyppi	Etu	Sisältö/yksikkö (ml)	Annosten lukumäärä	Pakkausta/myyntierä	
420302	Tork WC-istuimen puhdistaja	S2	Premium	Läpinäkyvä	Pesuaine	Erittäin hygieeninen WC-istuin	475	475	8	●

Tork nestesaippua

S1/S11



560000



560008



560101



560109



252040



960000

- Annos sisältää runsaasti puhdistavia ainesosia
- Suljettu järjestelmä ja kokoon painuva pullo parantavat käsihygieniää ja vähentävät jätettä
- Myös lapsille ja vanhuksille helppokäyttöinen annostelijajärjestelmä

Annostelijat

Tuotenro	Nimi	Mallisto	Täyttöpakkauksen tunnus	Väri	Materiaali	Koko K x L x S (mm)	Pakkausta/myyntierä	
560000	Tork annostelija neste- ja spraysaippualla, ihonhoito	Elevation	S1/S11	Valkoinen	ABS	296 x 112 x 114	12	●
560008	Tork annostelija neste- ja spraysaippualla, ihonhoito	Elevation	S1/S11	Musta	ABS	296 x 112 x 114	12	●
560101	Tork annostelija nestesaippualla, ihonhoito – kynärpääpainike	Elevation	S1	Valkoinen	ABS	296 x 112 x 114	8	
560109	Tork annostelija nestesaippualla, ihonhoito – kynärpääpainike	Elevation	S1	Musta	ABS	296 x 112 x 114	8	
252040	Tork annostelija nestesaippualla		S1	Valkoinen	Metalli	291 x 113 x 98	10	
960000	Tork Starter Pack nestesaippualla (tuotenumero 560000, tuotenumero 420501)	Elevation	S1	Valkoinen	ABS	296 x 112 x 114	1	



420709



420901



420701



420501



420601



420810



420401

Kosmeettiset täyttöpakkaukset

Tuotenro	Nimi	Täyttöpakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Etu	Sisältö/yksikkö (ml)	Annosten lukumäärä	Pakkausta/myyntierä		Muut ympäristömerkit		
Uutta 420710	Tork antimikrobinen nestesaippua	S1	Premium	Hajustetun	Ei sisällä väriaineita	Tehokas bakteereja ja viruksia vastaan – hellävarainen kaikelle muulle	1 000	1 000	6			●	
420901	Tork luxury soft nestesaippua	S1	Premium	Ylellinen jasmiinin tuoksu	Liilanvärinen	Täyteläinen ja kermanainen tuntu	1 000	1 000	6		Joutsen	●	
420701	Tork extra mild nestesaippua	S1	Premium	Hajustetun	Ei sisällä väriaineita	Usein toistuva käsienvuoritus	1 000	1 000	6	●		●	●
420501	Tork Mild nestesaippua	S1	Premium	Raikas tuoksu	Helmenvalkoinen	Säännöllinen käsienvuoritus	1 000	1 000	6	●		●	
420601	Tork suihkuvoide	S1	Premium	Raikas unisex-tuoksu	Sininen	Hair&Body	1 000	1 000	6	●		●	
420810	Tork nestesaippua käsienvuoritus	S1	Premium	Hajustetun	Ei sisällä väriaineita	Käsienvuoritus ruuanvalmistuksessa	1 000	1 000	6			●	
420401	Tork oil&grease nestesaippua	S1	Premium	Hajustetun	Ei sisällä väriaineita	Öljyn ja rasvan pesu käsistä	1 000	1 000	6		Joutsen	●	



620701

620501

- Funktionaalinen, suuri kapasiteetti, luokansa parhaat käyttökustannukset
- Vähentää saippuan käyttöä jopa 50 %¹

Ihonhoidon spraysaippuiden täyttöpakkaukset											
Tuotenumero	Nimi	Täyttöpakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Etu	Sisältö/ yksikkö (ml)	Annosten lukumäärä	Pakkausta/ myyntierä		
620701	Tork spraysaippua, hajusteeton	S11	Universal	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Usein toistuva käsienvesu	1 000	3 300	6	●	●
620501	Tork spraysaippua	S11	Universal	Raikas tuoksu	Ei sisällä väriaineita	Säännöllinen käsienvesu	1 000	3 300	6	●	●

Tork spraysaippua S35 sopii aiemmin asennettuihin Lotus Professional -spraysaippua-annostelijoihin.

¹ Essityn käyttötutkimukset, joissa analysoitiin 20 000 käsienvesua ja verrattiin eri nestesaippuita (mukaan lukien suurpakkausta) Tork vaahto- ja spraysaippuaan.

Tork käsihuuhteet

S1/S2/S4, vapaasti seisovat pullot



420106



420132



424106



511103



590103

Täyttöpakkaukset – geeli¹

Tuotenro	Nimi	Täyttö- pakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Tehokkuus	Tehokkuusnormit	Sisältö/ yksikkö (ml)	Annoskoko (ml)	Pakkausta/ myyntierä	
420106	Tork geelimäinen käsihuuhde	S1	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (kaikki vaipalliset virukset sekä rota- ja norovirus)	1 000	1	6	●
420132	Tork geelimäinen käsihuuhde	S2	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (kaikki vaipalliset virukset sekä rota- ja norovirus)	475	1	6	
Uutta 424106	Tork geelimäinen käsihuuhde	S4	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (kaikki vaipalliset virukset sekä rota- ja norovirus)	1 000	1	6	●
511103	Tork geelimäinen käsihuuhde	Vapaasti seisova pullo, jossa pumppu	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (kaikki vaipalliset virukset sekä rota- ja norovirus)	500	2	12	
590103	Tork geelimäinen käsihuuhde	Taskupullo	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476 (kaikki vaipalliset virukset sekä rota- ja norovirus)	80		24	

¹ Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Tork käsihuuhteet

S1/S4, vapaasti seisovat pullo, lisävarusteet



420116



424116



511110



590110

Täyttöpakkaukset – neste¹

Tuotenro	Nimi	Täyttöpakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Tehokkuus	Tehokkuusnormit	Sisältö/ yksikkö (ml)	Annoskoko (ml)	Pakkausta/ myyntierä	
420116	Tork nestemäinen käsihuuhde	S1	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	1 000	1	6	
424116	Tork nestemäinen käsihuuhde	S4	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	1 000	1	6	
511110	Tork nestemäinen käsihuuhde	Vapaasti seisova pullo, jossa pumppu	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	500	2	12	
590110	Tork nestemäinen käsihuuhde	Tasku-pullo	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiiva ja sienet Mykobakteerit Virukset	EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 14348, EN 14476	80		24	

Uutta

Tork alkoholittomat käsiendesinfointiaineet



520402

Täyttöpakkaukset – vaahto¹

Tuotenro	Nimi	Täyttöpakkauksen tunnus	Laatu	Tuoksu	Väri	Tehokkuus	Tehokkuusnormit	Sisältö/ yksikkö (ml)	Annoskoko (ml)	Pakkausta/ myyntierä
520402	Tork alkoholiton käsiendesinfointivaahto	S4	Premium	Hajusteeton	Ei sisällä väriaineita	Bakteerit Hiivat ja homeet Virukset	EN1500, EN1276, EN13727 EN EN1650, EN13624 EN 14476	1 000	1	6



511050



511051



511052



511058



511055



511054



511060



511080

Lisävarusteet

Tuotenro	Nimi	Täyttöpakkauksen tunnus	Väri	Materiaali	Koko K x L x S (mm)	Pakkausta/ myyntierä
511050	Tork vuodelteline 500 ml:n käsihuuhteelle		Metalli	Metalli	110 x 79 x 114	20
511051	Tork klipsi 80 ml:n käsihuuhteelle		Valkoinen	Muovi	75 x 35 x 5	50
511052	Tork lattiasuoja ihonhoitotuotteiden annostelijoille	S1/S2/S4/S11	Valkoinen	Metalli	70 x 120 x 130	6
511058	Tork lattiasuoja ihonhoitotuotteiden annostelijoille	S1/S2/S4/S11	Musta	Metalli	70 x 120 x 130	6
511055	Tork käsihygieniayksikkö	S1/S2/S4/F1	Antrasiitti	Metalli	1 676 x 470 x 365	1
511054	AD-a-Glance®-näyttöpaneeli Tork käsihygieniayksikköön		Musta	Alumiini	400 x 125 x 125	1
511060	Tork jalusta käsidesiannostelijalle	S1/S2/S4	Musta	Metalli	1 321 x 500 x 500	1
511080	Tork pidike kynänpainikeannostelijaan	S1	Valkoinen	Muovi	200 x 120	8

¹ Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.