

Dispenser de mesa

# XpressNap® Fit™



Código	0801703154
Sistema	N14
Medidas:	15x14,5x11 cm
Cor	Preta
Capacidade:	240 folhas

O dispenser Tork Xpressnap® Fit™ é o sistema de guardanapos mais compacto da linha. Ideal para locais onde o espaço de mesa é limitado, mas a experiência e o bom atendimento são prioridades. Seu sistema de liberação “um por vez” patenteado oferece uma solução econômica e de higiene.

Compatível com o guardanapo Tork Xpressnap Fit™.

Grande capacidade – reduz os custos de manutenção

Feito de material durável e fácil de limpar que reduzem os custos e tarefas de manutenção.

## Otimizando o ritmo diário do seu negócio

Sabemos que o dia é bom quando o movimento é alto e os clientes saem satisfeitos.

O dispenser Tork Xpressnap® Fit™ garante o conforto e a higiene dos clientes, ao mesmo tempo que permite melhor aproveitamento do tempo dos seus funcionários ao exigir menos recargas durante o expediente.

Desta forma, você fica mais tranquilo para focar na qualidade dos seus produtos, enquanto o Xpressnap® Fit™ cuida da higiene e da limpeza dos seus clientes.

### Características:

- Sistema patenteado de liberação “um por vez”
- Design com maior capacidade de guardanapos que reduz os custos de manutenção
- Feito em material durável e design que permite limpeza mais fácil



### Xpressnap® Fit™

SKU	Descrição	Sistema	Cor	Medidas
0801703154	Dispenser Xpressnap® Fit™	N14	Preta	15cm(h) x 14,5cm(l) x 11cm(p)