

# „Tork“ anglies dioksido atžvilgiu neutralūs dozatoriai yra sertifikuoti,

jie gaminami naudojant sertifikuotą atsinaujinančiąją elektros energiją ir kompensuojami vykdamt klimato projektus.



ClimatePartner  
certified product  
climate-id.com/9VIUDN



Think ahead.

„Tork C-fold“ pakeitimas „Tork PeakServe®“ rankšluosčiais padės sumažinti atliekų kiekį **28 %<sup>1</sup>**



552500  
„Tork PeakServe Continuous“  
popierinių rankšluosčių dozatorius,  
baltas



552508  
„Tork PeakServe Mini Continuous“  
popierinių rankšluosčių dozatorius,  
juodas



552550  
„Tork PeakServe Mini Continuous“  
popierinių rankšluosčių dozatorius,  
baltas



552558  
„Tork PeakServe Mini Continuous“  
popierinių rankšluosčių dozatorius,  
juodas



H5 „PeakServe“

„Tork C-fold“ pakeitimas „Tork Xpress Multifold“ rankšluosčiais padės sumažinti atliekų kiekį **15 %<sup>6</sup>**



460004  
„Tork Xpress Multifold“  
popierinių rankšluosčių  
dozatorius, nerūdijantis plienas



460005  
„Tork Xpress“ prekystalo dozatorius  
„Multifold“ sulankstytų popierinių  
rankšluosčių dozatorius



H2 „Xpress Multifold“ (tik „Image“ linija)

„Tork Reflex®“ dozavimas po vieną lapelį sumažina vartojimą iki **37 %<sup>2</sup>**



473190  
„Tork Reflex Single Sheet“  
„Centrefeed“ iš ritinio vidurio  
traukiamų lapelių dozatorius,  
baltas



473177  
„Tork Reflex Single Sheet Mini  
Centrefeed“ iš ritinio vidurio  
traukiamų lapelių dozatorius,  
baltas



473180  
„Tork Reflex Single Sheet  
Centrefeed“ iš ritinio vidurio  
traukiamų lapelių dozatorius,  
turkio



473167  
„Tork Reflex Single Sheet Mini  
Centrefeed“ iš ritinio vidurio  
traukiamų lapelių dozatorius,  
turkio

M3 ir M4 „Reflex“

„Tork SmartOne®“ sumažina tualetinio popieriaus vartojimą iki **40 %<sup>3</sup>**



681000  
„Tork SmartOne Mini“  
tualetinio popieriaus ritinių  
dozatorius, baltas



680000  
„Tork SmartOne Mini“  
tualetinio popieriaus ritinių  
dozatorius, baltas



682000  
„Tork SmartOne Twin Mini“ dviejų tualetinio  
popieriaus ritinių dozatorius, baltas



681008  
„Tork SmartOne“  
tualetinio popieriaus ritinių  
dozatorius, juodas



680008  
„Tork SmartOne“  
tualetinio popieriaus ritinių  
dozatorius, juodas



682008  
„Tork SmartOne Twin Mini“ tualetinio popieriaus  
ritinių dozatorius, juodas

T8 ir T9 „SmartOne“

„Tork“ ritiniai be šerdies **77 %<sup>4</sup>**  
mažiau pakuočių



558040  
„Tork Twin Coreless Mid-size“ dviejų  
tualetinio popieriaus ritinių dozatorius,  
baltas



558048  
„Tork Twin Coreless Mid-size“ tualetinio  
popieriaus ritinių dozatorius, juodas



T7 „Coreless Midsize“

„Tork“ muilo putų sistemos padeda  
sumažinti vartojimą **50 %<sup>5</sup>** iki



460010  
„Tork“ odos  
priežiūros  
priemonių  
dozatorius,  
nerūdijantis plienas



561500  
„Tork“ odos priežiūros  
priemonių  
dozatorius, baltas



561508  
„Tork“ odos  
priežiūros priemonių  
dozatorius, juodas



S4 Odos priežiūra

Buteliukai sūbiūkšta, todėl susidaro **70 %** mažiau atliekų<sup>7</sup>



560101  
„Tork“ skystojo  
muilo dozatorius,  
baltas



560109  
„Tork“ skystojo  
muilo dozatorius,



560000  
„Tork“ skystojo ir  
purškiamojo muilo  
dozatorius, baltas



560008  
„Tork“ skystojo ir  
purškiamojo muilo  
dozatorius, juodas



561000  
„Tork Mini“ skystojo  
muilo dozatorius,  
baltas



561008  
„Tork Mini“ skystojo  
muilo dozatorius,  
juodas



S1 ir S2 Skystojo muilo dozatoriai

- 1 Palyginus „Tork“ 471114 ir 290265 vidurkį su „Tork 100589 remiantis svoriu. Vidaus tyrimas.
- 2 „Tork Reflex“ palyginus su įprastais iš vidurio traukiamo popieriaus ritiniais. Vidaus tyrimo, vykdyto 4 savaites, duomenys.
- 3 Dozatorius „Tork SmartOne Twin Mini“ palyginus su „Traditional maxi Jumbo“ dozatoriais. Vidaus tyrimas, kuriame dalyvavo 7729 vartotojai Europoje. Sumažėjimas apskaičiuotas vienam apsilankymui tenkančiais kvadratiniais metrais.
- 4 Teiginys galioja tik Europoje. Pastaba: Palyginti su „Tork“ įprasto 2 sluoksnių tualetinio popieriaus „Advanced“ pakuotės, kurią sudaro šerdis ir du plastikinės pakuotės sluoksniai, svoriu.
- 5 „Essity“ bandymas: „Tork“ muilo putų ir „Tork“ skystojo muilo „Elevation“ dozatorių palyginimas
- 6 Palyginus „Tork“ 471114 ir 290265 vidurkį su „Tork 100589 ir 471117 remiantis svoriu. Vidaus tyrimas.
- 7 Remiantis „Essity“ bandymu.