

Apsaugokite pacientus ir darbuotojus laikydamiesi sveikatos priežiūros higienos reikalavimų

Patikimi higienos sprendimai ligoninėms



„Tork“ yra jūsų patikimas partneris užtikrinant infekcijų prevenciją ir higienos laikymąsi jūsų ligoninėje. „Tork“ sprendimai atitinka griežtus sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus reikalavimus ir yra pritaikyti medikų ir valytojų darbo procesams. „Tork“ dozatoriai funkcionalūs ir patrauklūs, jie lankytojams ir darbuotojams rodo, kad įstaigoje į higieną žiūrima rimtai. Mūsų novatoriški sprendimai gali padėti laikytis higienos ir valymo standartų ir kartu patenkinti pacientų bei darbuotojų lūkesčius.



Patobulinkite savo higienos sistemas ir pagerinkite rezultatus

Švari ir higieniška aplinka yra itin svarbi teikiant kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugas ir tikintis gerų rezultatų. Galite pasikliauti „Tork“ higienos sprendimais sveikatos priežiūros įstaigoms.

- „Tork PeakServe“ popierinių rankšluosčių dozatorius galima pildyti rečiau, todėl ligoninių valytojams lieka daugiau laiko rūpintis patalpų švara ir saugumu
- Patogiai išdėstyti rankų dezinfekantai skatina laikytis rankų higienos ir kartu mažina infekcijų plitimą
- Glotnius suapvalintus dozatorių kraštus lengva nuvalyti ir nušluostyti
- „Tork“ padeda įvairiais būdais – savo dozatorių išdėstymo rekomendacijomis, patarimais, „Tork“ VR rankų higienos mokymais ir higienos ženklais



Pagerinkite higienos supratimą ir patirtį sveikatos priežiūros įstaigoje

Tai, kaip pacientai ir lankytojai vertina priežiūrą, lemia daugybė veiksnių. „Tork“ sprendimai padeda higieną padaryti pozityviu veiksmu.

- Kompaktiškas, tyliai veikiantis popierinių rankšluosčių dozatorius puikiai tinka palatomis ir tylos zonoms
- Pagerinkite higienos prieinamumą su tyliais ir plonais popierinių rankšluosčių dozatoriais „Tork PeakServe“, reikalaujančiais mažiausiai traukimo jėgos iš visų didelės talpos rankų šluostymosi sistemų
- Naudodamiesi funkcionaliais ir patraukliais „Tork“ dozatoriais būsite tikri, kad viešos ir pacientų priežiūros zonos bus švarios ir jaukios



Padidinkite valymo efektyvumą ir darbuotojų darbo našumą

Švari ir higieniška aplinka ligoninėse yra prioritetas. „Tork“ sprendimai padeda užtikrinti, kad valytojų darbo laikas būtų efektyvus ir jie dirbtų ten, kur labiausiai reikia.

- „Tork EasyCube“ sujungti dozatoriai suteikia tikrą laiką informaciją valytojams, kad jie galėtų imtis darbo ten, kur reikia, nes kai dozatorius tikrinti ir pildyti reikia rečiau, lieka daugiau laiko svarbiausioms higienos palaikymo užduotims
- „Tork PeakServe“ didelės talpos dozatoriai padeda sutaupyti laiko svarbiems higienos palaikymo darbams, nes juose naudojami 50 % suspausti popieriniai rankšluosčiai. Tokių užpildų vežimėlyje telpa daugiau, todėl valytojai gali rečiau eiti pildyti dozatorių
- Visus „Tork“ dozatorius lengva užpildyti, todėl lieka daugiau laiko valymui
- Lengvai prižiūrimos sistemos didina valytojų darbo efektyvumą

Rekomenduojami „Tork“ sprendimai



Palatos ir gydymo patalpos

Patogios „Tork“ sistemos padeda lengvai išvengti kryžminės taršos, dailiai atrodo, jomis malonu naudotis.



552100

„Tork Xpress® Mini Multifold“ sulankstytų popierinių rankšluosčių dozatorius



560000

„Tork“ skystojo ir purškiamojo odos priežiūros muilo dozatorius



420110

„Tork“ alkoholinis skystasis rankų dezinfekantas



682000

Dviejų mažo dydžio tualetinio popieriaus ritinių dozatorius „Tork SmartOne®Twin“



473264

„Tork Reflex Plus Centerfeed“ šluostymo popieriaus ritinys



140278

„Tork“ ypač minkštų veido servetėlių dėžutė



140280

„Tork“ ypač minkštos veido servetėlės



Viešos higieninės patalpos

Patogios „Tork“ sistemos padeda lengvai išvengti kryžminės taršos, dailiai atrodo, jomis malonu naudotis. „Tork PeakServe“ didelės talpos dozatoriai taip pat padeda sutaupyti daugiau laiko svarbiems higienos palaikymo darbams, nes juos reikia rečiau tikrinti ir pildyti.



552500

„Tork PeakServe® Continuous™“ popierinių rankšluosčių dozatorius



551000

„Tork Matic“ popierinių rankšluosčių ritinių dozatorius



561600

„Tork“ automatinis putų pavidalo odos priežiūros priemonių dozatorius



420701

„Tork“ ypač švelnios muilo putos



682000

Tualetinio popieriaus ritinių dozatorius „Tork SmartOne Twin Mini“



140278

„Tork“ ypač minkštų veido servetėlių dėžutė



140280

„Tork“ ypač minkštos veido servetėlės



Bendros zonos

„Tork“ siūlo aukštos kokybės užpildus ir novatoriškus dozatorius, padedančius sukurti saugią ir sveicingą atmosferą pacientams ir lankytojams



420103

„Tork“ alkoholinis gelinis rankų dezinfekantas



420101

„Tork“ alkoholinis putų dezinfekantas rankoms



511055

„Tork“ higienos produktų stovas



561600

„Tork“ automatinis putų pavidalo odos priežiūros priemonių dozatorius



140278

„Tork“ ypač minkštų veido servetėlių dėžutė




140280

„Tork“ ypač minkštos veido servetėlės

Rekomenduojami „Tork“ sprendimai

Tęsinys



Valgyklos

„Tork“ sprendimai užtikrina geriausią švaros ir komforto patirtį šiose gausiai lankomose vietose.



272611

„Tork Xpressnap“ stalo servetėlių dozatorius



272901

„Tork Xpressnap Fit“ prekystalio servetėlių dozatorius



Valymo priemonių vežimėlis

„Tork“ sprendimai palaiko griežčiausius higienos protokolus, padeda išvengti infekcijų ir pagerinti saugumą.



654000

„Tork“ sulankstytų šluosčių dozatorius



530178

„Tork“ ypač atspari valymo šluostė

Kuo dar galėtume padėti?
Susisiekiame pasikalbėti apie
jūsų poreikius.

www.tork.lt

+370 5 268 3455

torklt@essity.com