



Think ahead.

## **Bleiben Sie auf dem Laufenden bezüglich der Hygienestandards im Gesundheitswesen und schützen Sie dadurch Patienten und Mitarbeiter**

Bewährte Hygienelösungen für Krankenhäuser



Tork ist der verlässliche Partner an Ihrer Seite, wenn es um das Verhindern von Infektionen und die Einhaltung von Hygiene in Ihrem Krankenhaus geht. Lösungen von Tork erfüllen die gegebenen Gesundheitsanforderungen und fügen sich perfekt in die Arbeitsabläufe von Mitarbeitern im Gesundheitswesen und Reinigungspersonal ein. Das Design der Tork Spender ist funktional und attraktiv und zeigt Besuchern und Mitarbeitern, dass Hygiene ernst genommen wird. Unsere Lösungen können Sie bei der Einhaltung der Hygiene- und Reinigungsstandards wirkungsvoll unterstützen und erfüllen die Erwartungen Ihrer Patienten und Mitarbeiter.



**Verbessern Sie Ihre Hygienesysteme und -resultate**

Eine saubere und hygienische Umgebung ist entscheidend für eine hochwertige Gesundheitsversorgung und gute Behandlungsergebnisse. Auf Tork Hygienelösungen für die Pflegeumgebung können Sie sich verlassen.

- Tork PeakServe® Handtuchspender reduzieren Befüllungszeiten für Spender und schaffen mehr Zeit für das Reinigungspersonal, sich auf den Erhalt einer sauberen und sicheren Umgebung zu konzentrieren.
- Die günstige Platzierung eines Händedesinfektionsmittels motiviert zur Händehygiene und reduziert die Verbreitung von Infektionen
- Die abgerundeten Ecken der Spender sind einfach zu reinigen und abzuwischen
- Tork stellt weitere Unterstützung und Tipps für z. B. die Spenderpositionierung zur Verfügung sowie das virtuelle Tork Training zur Händehygiene und Hygieneaushänge



**Verbessern Sie den Eindruck und die erlebte Qualität der Gesundheitsversorgung**

Wie Pflege von Patienten und Besuchern wahrgenommen wird, hängt von vielen Faktoren ab. Tork Lösungen helfen, dass Hygiene zum positiven Faktor wird.

- Die kompakten, extrem geräuscharmen Handtuchspender eignen sich vor allem für die Verwendung in Patientenzimmern und Ruhezeiten
- Verbessern Sie die Erreichbarkeit von Spendern mit dem leisen und schlanken Tork PeakServe Handtuchspender, der unter allen Handtuchsystemen mit hohem Fassungsvermögen am wenigsten Zugkraft bei der Handtuchentnahme erfordert
- Stellen Sie mit funktionalen und attraktiven Spendern von Tork sicher, dass öffentliche und Patientenbereiche stets sauber und einladend sind



**Verbessern Sie Reinigungseffizienz und Mitarbeiterproduktivität**

In Krankenhäusern steht eine saubere und hygienische Umgebung an erster Stelle. Tork Lösungen stellen sicher, dass die Reinigungszeit produktiv genutzt werden kann und dort gereinigt wird, wo es am dringlichsten erforderlich ist.

- Mit Tork EasyCube® verbundene Spender liefern Daten in Echtzeit und helfen dem Reinigungspersonal, dort und dann aktiv zu werden, wo und wenn es tatsächlich notwendig ist. Durch Zeiteinsparung bei Wartung und Nachfüllung schaffen Sie mehr freie Zeit für hygienerelevante Aufgaben
- Tork PeakServe Spender mit hohem Fassungsvermögen sorgen für mehr Zeit für hygienekritische Aufgaben. Ihre zu 50 % komprimierten Bündel sorgen für mehr Platz auf dem Reinigungswagen und damit zu weniger Nachfüllrunden
- Alle Spender von Tork sind einfach zu befüllen und schaffen mehr Zeit für Reinigungsaufgaben
- Systeme mit niedrigem Wartungsbedarf erhöhen die Effizienz des Reinigungspersonals

# Empfohlene Lösungen von Tork



## Patienten- und Behandlungsräume

Die benutzerfreundlichen Systeme von Tork machen es einfach, Kreuzkontaminationen zu verhindern, und verbessern gleichzeitig das Image und die Benutzererfahrung.



552100  
Tork Xpress® Mini-Spender für Multifold-Handtücher



560000  
Tork Spender für Seife und Desinfektionsmittel



420115  
Tork flüssiges Händedesinfektionsmittel



682000  
Tork SmartOne® Mini-Doppelrollenspender für Toilettenpapier



140278  
Tork extra-weiche Kosmetiktücher im Spenderwürfel



140280  
Tork extra-weiche Kosmetiktücher



## Öffentliche Waschräume

Die benutzerfreundlichen Systeme von Tork machen es einfach, Kreuzkontaminationen zu verhindern, und verbessern gleichzeitig das Erscheinungsbild und die Benutzererfahrung. Tork PeakServe Spender mit hoher Kapazität sorgen durch reduzierten Nachfüll- und Wartungsaufwand für mehr freie Zeit, die Ihnen dann für hygienekritische Aufgaben zur Verfügung steht.



552500  
Tork PeakServe® Spender für Endlos-Handtücher



551000  
Tork Matic Spender für Rollentücher



561600  
Tork Sensor Spender für hautpflegende Schaumseife



520701  
Tork extramilde Schaumseife



682000  
Tork SmartOne Mini-Doppelrollenspender für Toilettenpapier



## Allgemeine Bereiche

Tork stellt hochqualitative Nachfüllungen bereit – mit innovativen Spendern für eine sichere und einladende Atmosphäre – und verbessert dadurch die Zufriedenheit bei Patienten und Besuchern.



420103  
Tork Händedesinfektionsgel



511110  
Tork flüssiges Händedesinfektionsmittel, 500 ml für Eurospender



511055  
Tork Hygienesäule 560000  
Tork Spender für Hautpflege



140278  
Tork extra-weiche Kosmetiktücher im Spenderwürfel



140280  
Tork extra-weiche Kosmetiktücher

# Empfohlene Lösungen von Tork

Fortsetzung



## Cafeteria

Tork Lösungen gewährleisten den Einsatz der besten Methoden für Sauberkeit und Komfort in vielbesuchten Bereichen.



272611  
Tork Xpressnap®  
Tischspender



272901  
Tork Xpressnap Fit®  
Thekenspender für Servietten



## Reinigungswagen

Tork Lösungen befolgen strengste Hygienevorschriften, um Infektionen zu vermeiden und die Sicherheit zu verbessern.



654000  
Tork Einzel Tuchspender



530178  
Tork Extrastarke Reinigungstücher

Wie können wir Ihnen noch behilflich sein?

Bitte kontaktieren Sie uns, um gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

[www.tork.de](http://www.tork.de)

+49 (0) 621-7784700

[torkmaster@essity.com](mailto:torkmaster@essity.com)